

Hollister®

Catalogue de produits 2017



Faire une différence dans le parcours de vie

Comment communiquer avec Hollister Limitée

Catalogue de produits 2017

En vigueur le 1er février, 2017

Téléphone	Service à la clientèle	
	Sans frais	1 800 263-7400
	Local	905 727-4344
Télécopieur	Sans frais	1 800 432-8846
	Local	905 727-1614
Heures d'ouverture	lundi au vendredi	
	8h30 à 17h00 (heure normale de l'Est)	
Adresse électronique	Canadacustomerservice@hollister.com	
Site internet	www.hollister.com	
Adresse	Hollister Limitée	
	95 Mary Street	
	Aurora, ON	
	L4G 1G3	

Adapter. Améliorer. Simplifier. Aider.

Visitez-nous à www.hollister.com

Table des matières

Renseignements généraux	3
Produits contenant du latex	4
Fiches techniques (MSDS)	4

Soins de stomie

Système deux pièces - New Image

Champs protecteurs	8
Sacs collecteurs	15
Ensembles	20

CenterPointLock mise à niveau New Image

Champs protecteurs	23
Sacs collecteurs	25

Système une pièce - Premier

Champs protecteurs et sacs collecteurs	28
--	----

Système une pièce - Karaya

Champs protecteurs et sacs collecteurs	44
--	----

Autres produits une pièce	48
---------------------------	----

Système pédiatrique - Pouchkins	49
---------------------------------	----

Accessoires

Champs protecteurs CeraPlus	52
Produits Adapt	53
Pansement de stomie HydroferaBLUE	53
Adhésifs et dissolvants	54
Protecteurs cutanés	54
Éliminateurs d'odeur m9	55
Accessoires pour sacs	55
Produits Karaya	55
Produits pour l'irrigation	56
Support pour stomies en boucles	56
Champs protecteurs	56

Lexique des produits de stomie	57
--------------------------------	----

Soins de plaies et de la peau

Pansements mousse Hydrofera Blue

CLASSIC	61
READY	61

Pansements Restore

Interface	62
Interface avec argent	62
Mousse avec bordure en silicone TRIACT	64
Mousse avec TRIACT	65
Mousse avec Argent et TRIACT	66
Mousse LITE avec TRIACT	66

Pansements CalciCare

Alginate de calcium	67
Alginate de calcium avec argent	67

Autres pansements

Hydrogel	68
Hydrocolloïde	69

Nettoyant pour les plaies Restore	70
-----------------------------------	----

Accessoires

Sacs collecteurs pour les plaies	71
Port d'accès universel	71

Soins de la peau	72
------------------	----

Guide de sélection pour soins de la peau	73
--	----

Soins d'incontinence

Cathéters intermittents

VaPro	78
VaPro Pocket Plus	80
Advance Plus	81
Apogee	82
Advance Sans Touche	82

Cathéters urinaires externes	83
------------------------------	----

Sacs collecteurs d'urine	85
--------------------------	----

Accessoires	87
-------------	----

Gestion intestinale	88
---------------------	----

Lexique des produits d'incontinence	89
-------------------------------------	----

Soins critiques	93
-----------------	----

Index numérique et PDSF	95
-------------------------	----

Renseignements généraux

Conditions de paiement

30 jours à partir de la date de facturation. Le transfert électronique de fonds est possible. Veuillez contacter le département du service à la clientèle.

Commande minimale

Les commandes reçues des détaillants Hollister autorisés doivent être d'une valeur minimale de 250,00\$. Un frais de 10,00\$ sera ajouté à toute commande ayant une valeur inférieure à 250,00\$.

Expédition

Les prix pour livraison au Canada sont F.A.B à l'adresse du client, sauf pour les destinations les plus au nord. Si les moyens de transport sont spécifiés par le client, celui-ci doit payer les frais de livraison au transporteur lors de la livraison. Les pertes et les dommages deviennent la responsabilité du client. Aucune modification ne peut être apportée à ces modalités.

Politique de prix

Les prix et les spécifications dans ce catalogue sont sujets à des changements sans préavis. La TPS/la taxe de vente harmonisée et la TVQ sont en sus, si applicable. L'acheteur n'est pas autorisé à distribuer ou vendre, directement ou indirectement, à des clients situés à l'extérieur du Canada

Politique de retour de marchandise

Avant de retourner un produit, vous devez absolument obtenir un numéro d'autorisation de la part de Hollister. Pour obtenir celui-ci, vous devez contacter notre service à la clientèle au **1 800 263-7400** ou par courriel à l'adresse suivante:

canadacustomerservice@hollister.com

Hollister autorisera le retour de marchandise selon les critères suivants:

1. Des frais de 15% du prix d'achat seront applicables pour tout produit acheté dans un délai supérieur à 30 jours de la date de facturation.
2. Une copie de la facture ou le numéro de commande doit être joint à la demande de retour de marchandise.
3. **Hollister disposera les produits retournés sans numéro d'autorisation et aucun crédit ne sera émis.**

Hollister n'autorisera pas le retour de produits advenant une des conditions suivantes:

1. Produit acheté dans un délai supérieur à un (1) an de la date de facturation.
2. Boîte incomplète
3. Boîte dans un état rendant impossible la revente de celle-ci (marque au stylo, collant, décoloration de la boîte ou autre).

Produits endommagés:

1. Le client doit contacter Hollister dans les 5 jours ouvrables suivant la réception d'une marchandise endommagée pour obtenir un numéro d'autorisation pour le retour de celle-ci.
2. Le quai de réception de marchandise a la responsabilité d'inscrire, sur le bon de connaissance, qu'un produit endommagé a été reçu.
3. Le client doit fournir une copie de la facture, le numéro de celle-ci ou le numéro de bon de commande lors de la demande de reprise de marchandise.
4. **AUCUN** crédit ne sera émis si le client dispose du produit endommagé sans l'accord préalable de Hollister.
5. Si le produit ne peut être retourné car il est trop endommagé (écoulement/bris majeur), le client doit prendre une photo et la faire parvenir à Hollister dans un délai n'excédant pas 5 jours ouvrables de la date de réception de la marchandise. Il ne peut disposer du produit avant d'avoir obtenu l'approbation de Hollister.

Politique d'échantillons pour les détaillants - stomie & incontinence

Toute demande d'échantillons pour un client devra être traitée par le service à la clientèle de Hollister Limited au 1 800 263-7400 ou par courriel à canadacustomerservice@hollister.com.

Les échantillons seront envoyés directement chez le client par Hollister Limited et ne seront donc plus envoyés chez le détaillant.

Produits manquants

Le client se doit d'aviser Hollister dans les 5 jours ouvrables suivant la réception, si un produit est manquant. Un produit manquant signifie que les produits reçus diffèrent des produits indiqués sur la liste incluse avec ce même envoi.

Marche à suivre pour retourner un produit défectueux

Tous les retours de marchandise doivent être autorisés par un(e) représentant(e) régional(e) des ventes Hollister ou par un représentant(e) du service à la clientèle.

Les retours de marchandise non autorisés seront refusés.

Hollister acceptera les retours à condition que :

1. Le client ait reçu sans frais une boîte entière de produits Hollister en échange du retour d'une partie de sa boîte.
2. Un formulaire de satisfaction garantie a été rempli.
3. La boîte retournée et le formulaire de satisfaction garantie furent approuvés et remis au représentant(e) régional(e) des ventes Hollister.

Produits contenant du latex

Cathéters urinaires externes auto-adhésifs

Numéro de produit	Description	Partie contenant du latex
9206	Port prolongé, petit/pédiatrique/gériatrique	Membrane du cathéter
9207	Port prolongé, moyen	Membrane du cathéter
9208	Port prolongé, intermédiaire	Membrane du cathéter
9209	Port prolongé, large	Membrane du cathéter
9106	Port quotidien, petit/pédiatrique/gériatrique	Membrane du cathéter
9107	Port quotidien, moyen	Membrane du cathéter
9108	Port quotidien, intermédiaire	Membrane du cathéter
9109	Port quotidien, large	Membrane du cathéter

Fiches techniques (MSDS)

Santé Canada exige des fiches signalétiques (FS) pour les produits Hollister suivants. Des informations détaillées sont disponible à:

<http://www.hollister.ca/fr-ca/latexsds> ou en communiquant avec Hollister Limitée.

Numéro de produit	Description
509341, 509342	Pansement Interface Restore avec Argent et Technologie TRIACT
509345, 509346	Pansement Mousse Hydrocellulaire Restore avec Argent et Technologie TRIACT
517210	Nettoyant pour la peau Restore
517220	Crème revitalisante pour la peau Restore
529967R, 529968R, 529969R	Pansement d'Alginate de calcium avec Argent
529972, 529974	Hydrogel Restore
529975, 529976	Nettoyant de plaies Restore
529989	Crème DimethiCreme Restore (remplace 9979)
7715, 7717	Eliminateur d'odeur m9 (bouteille)
7730	Adhésif Médical
7737	Dissolvant pour adhésif médical
7732, 7733	Eliminateur d'odeur m9 (non-parfumé)
7735	Eliminateur d'odeur m9 (parfumé)
7736	Nettoyant / Décristalliseur m9 (bouteille)
7760	Tampon dissolvant tout usage
78500, 78501	Déodorisant-lubrifiant Adapt
7910	Pâte Karaya (tube)
7917	Tampon protecteur gelloderme
79300, 79301	Pâte Adapt
HB2214, HB4414, HB6614, HBT0906	Pansements Hydrofera Blue CLASSIC
HBRF2650	Pansement antimicrobien de stomie Hydrofera Blue
HBHD4450, HBHD6675	Pansements pour drainage élevé Hydrofera Blue
HBRS2520, HBRS4520, HBRS8820	Pansements Hydrofera Blue READY

Le maintien d'un
environnement
adéquat
**fait toute la
différence**



Voici le champ protecteur CeraPlus™ doté de la technologie Remois*

Chez Hollister, nous réalisons à quel point la peau péristomiale est importante à la réussite de vos patients. Notre plus récent champ protecteur est infusé de céramides, la protection naturelle de la peau contre le dessèchement. Le champ protecteur CeraPlus est conçu pour maintenir ses propriétés adhésives, et il dispose d'une formulation exclusive conçue pour aider à protéger la barrière d'hydratation naturelle de la peau. Le champ protecteur CeraPlus de Hollister : parce que la peau péristomiale mérite ce qu'il y a de mieux.



**Remois est une technologie d'Alcare Co., Ltd.*

Pour plus d'information ou pour communiquer avec l'un de nos représentants,
veuillez téléphoner au **1.800.263.7400** ou visiter le www.hollister.com

Produits de stomie Hollister. **Le souci du détail.**

 **Hollister**
www.hollister.com

Soins de stomie




Dévoué pour l'amélioration de l'expérience de
chaque individu qui présente une stomie

L'avantage des céramides

Les céramides sont un composant naturel de la peau humaine, constitués de molécules lipidiques cireuses. Les céramides lient les cellules de la couche externe de la peau (épiderme) afin de former une barrière protectrice imperméable à l'eau.

Les céramides aident à prévenir la perte d'eau qui peut entraîner des dommages et la sécheresse de la peau. Plusieurs produits hydratants pour la peau contiennent des céramides afin d'aider à protéger la peau contre la perte de son humidité naturelle.



Les céramides :

- Sont un composant naturel de la peau humaine
- Lient les cellules de la couche cornée afin de former une barrière protectrice imperméable à l'eau
- Aident à prévenir la perte d'eau qui peut entraîner des dommages et la sécheresse de la peau

*84 % des cliniciens ont indiqué qu'ils étaient susceptibles de continuer à utiliser le champ protecteur CeraPlus et de le recommander à leurs patients***

Notre nouveau champ protecteur CeraPlus est conçu pour favoriser une peau saine dès le départ.

Ainsi, vos patients préserveront une peau saine longtemps après avoir quitté vos soins.

Constatez la différence avec le champ protecteur CeraPlus.

Communiquez avec votre représentant(e) Hollister pour plus de détails ou pour obtenir un échantillon d'essai.

** Résultats d'une évaluation du champ protecteur CeraPlus (N=111) réalisée en 2014 au Canada et aux Pays-Bas.

Champs protecteurs CeraPlus

dotés de la technologie Remois*

New Image - plat et convexe

- ▶ Infusés de céramides afin d'aider à:
 - Protéger la barrière d'hydratation naturelle de la peau
 - Garder la peau péristomiale en bonne santé
 - Diminuer la perte d'eau transépidermique causée par la peau endommagée ou érodée, y compris les dommages liés au retrait d'adhésifs
- ▶ Colerette flottante
- ▶ Barrière avec adhésif
- ▶ Code de couleur



Soins de stomie
deux pièces

New Image

Champs protecteurs plats (à découper) ✂

Description	Taille de la colerette	Ouverture du champ (jusqu'à...)	No. de produit		Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
avec adhésif	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	11202		5	53,92\$
	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	11203			
	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	11204			
sans adhésif	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	15102		5	53,92\$
	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	15103			
	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	15104			

Champs protecteurs convexes (à découper) ✂

Description	Taille de la colerette	Ouverture du champ (jusqu'à...)	No. de produit		Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
avec adhésif	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	11402		5	81,47\$
	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)	11403			
	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)	11404			
sans adhésif	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	15302		5	81,46\$
	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)	15303			
	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)	15304			

Champs protecteurs convexes (précoupés)


Description	Taille de la colerette	Ouverture du champ	No. de produit		Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
avec adhésif	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	11503		5	84,16\$
	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	11504			
	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)	11505			
	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)	11506			

*Remois est une technologie d'Alcaire Co., Ltd.

Champs protecteurs plats

New Image - Flextend

- ▶ Colerette flottante
- ▶ Discret
- ▶ Flexible
- ▶ Code de couleur



À découper ✂

		Taille de la colerette	Ouverture du champ (jusqu'à...)	No. de produit		Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
	avec adhésif	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	14602		5	57,71\$
		2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	14603			
		2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	14604			
		4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)	14606			
	sans adhésif	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	15602		5	57,71\$
		2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	15603			
		2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	15604			

Précoupés

		Taille de la colerette	Ouverture du champ	No. de produit		Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
	avec adhésif	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	14701		5	59,07\$
		1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)	14702			
		1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	14703			
		1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	14704			
		1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)	14705			
		1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	14706			
		2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)	14707			
		2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)	14708			
		2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	14709			
	sans adhésif	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	16101		5	59,07\$
		1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)	16102			
		1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	16103			
		1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	16104			
		1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)	16105			
		1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	16106			
		2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)	16107			
		2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)	16108			

Champs protecteurs convexes **avec bordures amincies**

New Image - Flextend

► Améliorations apportées:

- Une nouvelle pellicule flexible et facile à retirer recouvrant le champ protecteur et sa partie adhésive
- Les extrémités du champ protecteur sont amincies afin d'augmenter le confort

- Même formulation Flextend
- Collerette flottante
- Discret et flexible
- Code de couleur



À découper ✂

		Taille de la collerette	Ouverture du champ (jusqu'à...)	No. de produit		Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
	avec adhésif	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	14802		5	89,52\$
		2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)	14803			
		2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)	14804			
	sans adhésif	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	15802		5	89,52\$
		2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)	15803			
		2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)	15804			

Précoupés

avec bordures amincies

		Taille de la collerette	Ouverture du champ	Nouveau No. de produit		No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
	avec adhésif	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	13901		14901	5	92,76\$
		1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)	13902		14902		
		1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	13903		14903		
		1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	13904		14904		
		2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)	13905		14905		
		2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)	13906		14906		
		2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)	13907		14907		
		2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)	13908		14908		
		2-3/4" (70 mm)	1-5/8" (41 mm)	13909		14909		
		2-3/4" (70 mm)	1-3/4" (44 mm)	13910		14910		
		2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)	13911		14911		
	sans adhésif	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)			15903	5	92,76\$
		1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)			15904		
		2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)			15905		
		2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)			15906		

Champs protecteurs plats

New Image - FlexWear

- ▶ Colerette flottante
- ▶ Discret
- ▶ Flexible
- ▶ Code de couleur



À découper ✂

		Taille de la colerette	Ouverture du champ (jusqu'à...)	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
	avec adhésif	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	14202	5	45,54\$
		2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	14203		
		2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	14204		
		4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)	14206		
	sans adhésif	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	15202	5	45,54\$
		2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	15203		
		2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	15204		

Précoupés

		Taille de la colerette	Ouverture du champ	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
	avec adhésif	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	14301	5	46,60\$
		1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)	14302		
		1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	14303		
		1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	14304		
		1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)	14305		
		1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	14306		
		2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)	14307		
		2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)	14308		
		2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	14309		
	sans adhésif	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	16401	5	46,60\$
		1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)	16402		
		1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	16403		
		1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	16404		
		1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)	16405		
		1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	16406		
		2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)	16407		
		2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)	16408		

Champs protecteurs convexes **avec bordures amincies** New Image - FlexWear

► Améliorations apportées:

- Une nouvelle pellicule flexible et facile à retirer recouvrant le champ protecteur et sa partie adhésive
- Les extrémités du champ protecteur sont amincies afin d'augmenter le confort

► Même formulation FlexWear

► Colerette flottante

► Discret et flexible

► Code de couleur



À découper 

avec bordures
amincies

		Taille de la colerette	Ouverture du champ (jusqu'à...)	Nouveau No. de produit	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
	avec adhésif	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	13402	14402	5	66,43\$
		2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)	13403	14403		
		2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)	13404	14404		
	sans adhésif	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		15402	5	66,43\$
		2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		15403		
		2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		15404		

Précoupés

avec bordures
amincies

		Taille de la colerette	Ouverture du champ	Nouveau No. de produit	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
	avec adhésif	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	13503	14503	5	68,35\$
		1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	13504	14504		
		2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)	13505	14505		
		2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)	13506	14506		
	sans adhésif	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		15503	5	68,35\$
		1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		15504		
		2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		15505		
		2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		15506		

Champs protecteurs plats New Image - FormaFlex



- ▶ Facile à ajuster et à réajuster avec les doigts, pour un ajustement sur mesure
- ▶ Aucune mesure à prendre, aucun contour à tracer, aucun découpage nécessaire
- ▶ Discret
- ▶ Flexible
- ▶ Code de couleur

		Taille de la collerette	Ouverture du champ (jusqu'à...)	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
	avec adhésif	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	14102	5	60,02\$
		2-1/4" (57 mm)	1-11/16" (43 mm)	14103		
		2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	14104		

Barrière cutanée ajustable FormaFlex - Facile à ajuster!

Cette barrière cutanée, pratique et versatile, est facilement ajustable et réajustable avec les doigts, pour un ajustement sur mesure. Plus besoin de mesurer, tracer ni découper.

La barrière cutanée offre souplesse et flexibilité pour un ajustement sur mesure, tout en offrant une adhérence supérieure au pourtour de la stomie.

Toutes les barrières FormaFlex ont une ouverture de départ de 5/8" ou 16 mm.

Comment nos systèmes de code de couleur et de taille fonctionnent

Système deux pièces:

- Choisissez le champ protecteur et remarquez le code de couleur sur la boîte
- Sélectionnez par la suite un sac collecteur selon les caractéristiques recherchées
- Assurez-vous que le code de couleur sur la boîte (New Image) du champ protecteur correspond avec celui du sac collecteur choisi

Taille de collerette	New Image Code de couleur
1 - 1/2" (38mm)	N/A
1 - 3/4" (44mm)	Vert
2 - 1/4" (57mm)	Rouge
2 - 3/4" (70mm)	Bleu
4" (102mm)	Jaune

Système une pièce:

- Choisissez un sac collecteur selon les caractéristiques recherchées et assurez-vous que l'ouverture du champ protecteur soit appropriée à la taille de la stomie

La surface maximale à découper pour les champs protecteurs deux pièces est:

Taille de la collerette	Plat	Convexe
1 - 1/2" (38mm)	1" (25mm)	N/A
1 - 3/4" (44mm)	1 - 1/4" (32mm)	1" (25mm)
2 - 1/4" (57mm)	1 - 3/4" (44mm)	1 - 1/2" (38mm)
2 - 3/4" (70mm)	2 - 1/4" (57mm)	2" (51mm)
4" (102mm)	3 - 1/2" (89mm)	N/A

Sacs à vider

New Image - avec fermoir Lock 'n Roll

- ▶ Revêtement(s) ComfortWear
 - Sac ultra-clair ou transparent -côté corps seulement
 - Sac opaque - chaque côté du sac collecteur
- ▶ Pellicule à l'épreuve des odeurs
- ▶ Anneaux pour ceinture de stomie
- ▶ Code de couleur



Couleur	Filtre	Taille de la collerette	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Ultra - clair	Non	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	18002	10	66,36\$
		2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)	18003		
		2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)	18004		
		4" (102 mm)	12" (30 cm)	18006		
Transparent	Non	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	18132	10	66,36\$
		2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)	18133		
		2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)	18134		
	AF300	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	18192	10	67,81\$
		2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)	18193		
		2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)	18194		
	AF300	1-3/4" (44 mm)	7" (18 cm)	18292	20	130,13\$
		2-1/4" (57 mm)	7" (18 cm)	18293		
		2-3/4" (70 mm)	7" (18 cm)	18294		
Beige	Non	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	18112	10	67,55\$
		2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)	18113		
		2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)	18114		
	AF300	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	18182	10	70,50\$
		2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)	18183		
		2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)	18184		
	AF300	1-3/4" (44 mm)	7" (18 cm)	18282	20	132,38\$
		2-1/4" (57 mm)	7" (18 cm)	18283		
		2-3/4" (70 mm)	7" (18 cm)	18284		

Sacs à vider New Image - avec fermoir

- ▶ Revêtement(s) ComfortWear
 - Sac ultra-clair ou transparent - côté corps seulement
 - Sac opaque - chaque côté du sac collecteur
- ▶ Pellicule à l'épreuve des odeurs
- ▶ Anneaux pour ceinture de stomie
- ▶ Code de couleur



Soins de stomie
deux pièces

New Image

Couleur	Filtre	Taille de la collerette	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré	
Ultra - clair	Non	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	18172	10	46,81\$	
		2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)	18173			
		2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)	18174			
		4" (102 mm)	12" (30 cm)	18176			
Transparent	Non	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	18102	10	48,46\$	
		2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)	18103			
		2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)	18104			
Beige	Non	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	18122	10	51,80\$	
		2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)	18123			
		2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)	18124			
	AF300	Non	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	18142	10	56,27\$
			2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)	18143		
			2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)	18144		
	Non	Non	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	18202	10	50,81\$
			2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	18203		
			2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	18204		

Sacs fermés

New Image

- ▶ Pellicule à l'épreuve des odeurs
- ▶ Anneaux pour ceinture de stomie
- ▶ Revêtement(s) ComfortWear
 - Sac ultra-clair ou transparent - côté corps seulement
 - Sac opaque - chaque côté du sac collecteur
- ▶ Code de couleur



Couleur	Filtre	Taille de la collerette	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Transparent	AF300	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	18362	60	185,90\$
		2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	18363		
		2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	18364		
Beige matériel QuietWear	Non	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	18332	30	93,28\$
		2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	18333		
		2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	18334		
	AF300	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	18322	30	93,28\$
		2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	18323		
		2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	18324		
Beige	Non	1-3/4" (44 mm)	7" (18 cm)	18352	30	91,40\$
		2-1/4" (57 mm)	7" (18 cm)	18353		
		2-3/4" (70 mm)	7" (18 cm)	18354		
	AF300	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	18372-30	30	96,13\$
		2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	18373-30		
		2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	18374-30		
	AF300	1-3/4" (44 mm)	7" (18 cm)	18392	60	192,28\$
		2-1/4" (57 mm)	7" (18 cm)	18393		
		2-3/4" (70 mm)	7" (18 cm)	18394		

Saviez-vous...

- QuietWear est une technologie brevetée de Hollister qui réduit le bruit des sacs et améliore le confort de l'utilisateur.

Sacs d'urostomie New Image

Le sac d'urostomie présente des innovations conçues pour offrir plus de confort et un meilleur contrôle.



▶ Valve de contrôle d'écoulement améliorée:

- Matériau plus souple et de forme profilée, pour un plus grand confort contre le corps.



▶ Nouveau design multichambre:

- Les chambres multiples intégrées sont conçues pour favoriser une collecte de l'urine plus équilibrée et un profil plus discret du sac.



▶ Adaptateur amélioré:

- La conception du nouvel onglet latéral de l'adaptateur améliore la facilité d'utilisation lorsqu'un sac d'urostomie deux pièces New Image est raccordé à un système collecteur de nuit.



Couleur	Taille de la collerette	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Ultra - clair	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	18922	10	61,01\$
	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	18923		
	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	18924		
Transparent	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	18902	10	63,14\$
	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	18903		
	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	18904		
Beige	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	18912	10	65,99\$
	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	18913		
	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	18914		

Sacs d'urostomie

▶ Pellicule à l'épreuve des odeurs ▶ Contient un adaptateur pour tube de drainage

▶ Anneaux pour ceinture de stomie ▶ Code de couleur

▶ Une goutte indiquant son ouverture

▶ Revêtement(s) ComfortWear

- Sac ultra-clair ou transparent - côté corps seulement
- Sac opaque - chaque côté du sac collecteur



Couleur	Taille de la collerette	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Ultra - clair	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	18422	10	61,01\$
	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	18423		
	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	18424		
Transparent	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	18402	10	63,14\$
	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	18403		
	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	18404		
Beige	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	18412	10	65,99\$
	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	18413		
	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	18414		

Sacs à vider à grande capacité New Image - avec fermoir souple

- ▶ Pellicule à l'épreuve des odeurs
- ▶ Sans filtre
- ▶ Anneaux pour ceinture de stomie
- ▶ Revêtement ComfortWear - côté corps seulement
- ▶ Code de couleur



Couleur	Taille de la collerette	Longueur du sac	No. de produit		Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Ultra - Clair	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	18012		10	74,19\$
	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)	18013			
	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)	18014			
	4" (102 mm)	12" (30 cm)	18016		10	86,58\$

Drain irrigateur New Image

- ▶ Pellicule à l'épreuve des odeurs
- ▶ Anneaux pour ceinture de stomie
- ▶ Avec fermoir
- ▶ Code de couleur



Couleur	Taille de la collerette	Longueur du sac	No. de produit		Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Blanc	1-3/4" (44 mm)	30" (76 cm)	18152		5	50,96\$
	2-1/4" (57 mm)	30" (76 cm)	18153			
	2-3/4" (70 mm)	30" (76 cm)	18154			

Ensembles de sacs à vider New Image

- ▶ 5 ensembles par boîte; usage unique
- ▶ L'ensemble colostomie / iléostomie contient:
 - 1 champ protecteur FlexWear à découper avec bordure adhésive: 1420x
 - 1 sac à vider ultra-clair:
 - sac avec fermoir Lock 'n Roll: 1800x
 - sac avec Fermoir: 1817x et Fermoir: 8770
 - 1 support pour stomie en boucle avec collerette de 4" (102 mm): 7767
- ▶ Code de couleur

Fermoir Lock 'n Roll

Description	Taille de la collerette	Ouverture du champ protecteur (jusqu'à ...)	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Non-Stérile	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	19002	5	83,66\$
	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	19003		
	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	19004		
	4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)	19006		
Stérile	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	19052	5	88,29\$
	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	19053		
	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	19054		
	4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)	19056		

Avec Fermoir

Description	Taille de la collerette	Ouverture du champ protecteur (jusqu'à ...)	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Non-Stérile	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	19102	5	92,42\$
	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	19103		
	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	19104		
	4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)	19106		
Stérile	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	19152	5	101,62\$
	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	19153		
	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	19154		
	4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)	19156		



Ensembles de sac d'urostomie New Image

- ▶ 5 ensembles par boîte, usage unique
- ▶ L'ensemble urostomie contient:
 - Sac ultra-clair: 1842x
 - Champ protecteur Flexextend à découper avec bordure adhésive: 1460x
 - Adaptateur pour tube de drainage: 7331
- ▶ Code de couleur


Description	Taille de la collerette	Ouverture du champ protecteur (jussqu'à...)	No. de produit		Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Non-Stérile	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	19202		5	89,74\$
	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	19203			
	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	19204			
Stérile	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	19252		5	98,68\$
	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	19253			
	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	19254			




Mise à niveau
New Image.
Passez à un
niveau supérieur.



Collerette flottante
offrant un profil plus
discret



Un 'clac' audible
confirmant une
fixation sécuritaire
au sac



Champ protecteur CeraPlus infusé
de céramides protégeant la barrière
d'hydratation naturelle de la peau

Option: filtre AF300 pour
un contrôle efficace
des gaz



Fermoire intégré ou
à clampe

Champ protecteur aux
extrémités amincies pour
augmenter le confort

New Image: le système deux-pièces le plus utilisé au Canada.
Celui-ci vous aidera à optimiser la qualité de votre peau.

Questions? Contactez-nous au 1 800 263-7400 poste 7553

CenterPoint Lock mise à niveau New Image

Champ protecteurs

- New Image: le système deux-pièces le plus utilisé au Canada
- New Image vous aidera à optimiser la qualité de votre peau
- Colerette flottante offrant un profil plus discret
- Disponible avec Ceramide

* Tous les champs protecteurs sont emballés comme 5/boîte

Champ protecteurs à deux pièces CenterPoint Lock		Champ protecteurs à deux pièces New Image	
N° de produit	Description	N° de produit	Description
3702	Hollihesive 44mm 1-3/4" Coll 25mm 1" ÀD	11202	CeraPlus Adh 44mm 1-3/4" Coll 32mm 1-1/4" ÀD
3703	Hollihesive 57mm 2-1/4" Coll 38mm 1-1/2" ÀD	11203	CeraPlus Adh 57mm 2-1/4" Coll 44mm 1-3/4" ÀD
3704	Hollihesive 70mm 2-3/4" Coll 51mm 2" ÀD	11204	CeraPlus Adh 70mm 2-3/4" Coll 57mm 2-1/4" ÀD
3706	Hollihesive 102mm 4" Coll 89mm 3-1/2" ÀD	14206	FlexWear Adh 102mm 4" Coll 89mm 3-1/2" ÀD
3707	Hollihesive 38mm 1-1/2" Coll 19mm 3/4" ÀD	11202	CeraPlus Adh 44mm 1-3/4" Coll 32mm 1-1/4" ÀD
3722	FlexWear Adh 44mm 1-3/4" Coll 32mm 1-1/4" ÀD	11202	CeraPlus Adh 44mm 1-3/4" Coll 32mm 1-1/4" ÀD
3723	FlexWear Adh 57mm 2-1/4" Coll 44MM 1-3/4" ÀD	11203	CeraPlus Adh 57mm 2-1/4" Coll 44mm 1-3/4" ÀD
3724	FlexWear Adh 70mm 2-3/4" Coll 57mm 2-1/4" ÀD	11204	CeraPlus Adh 70mm 2-3/4" Coll 57mm 2-1/4" ÀD
3726	FlexWear Adh 102mm 4" Coll 89mm 3-1/2" ÀD	14206	FlexWear Adh 102mm 4" Coll 89mm 3-1/2" ÀD
3727	FlexWear Adh 38mm 1-1/2" Coll 25mm 1" ÀD	11202	CeraPlus Adh 44mm 1-3/4" Coll 32mm 1-1/4" ÀD
3730	FlexWear Cx Adh 38mm 1-1/2" Coll 13mm 1/2" PC	11402	CeraPlus Cx Adh 44mm 1-3/4" Coll 25mm 1" ÀD
3731	FlexWear Cx Adh 38mm 1-1/2" Coll 16mm 5/8" PC	13901	Flexextend Cx Adh 44mm 1-3/4" Coll 16mm 5/8" PC
3732	FlexWear Cx Adh 38mm 1-1/2" Coll 19mm 3/4" PC	13902	Flexextend Cx Adh 44mm 1-3/4" Coll 19mm 3/4" PC
3733	FlexWear Cx Adh 44mm 1-3/4" Coll 22mm 7/8" PC	11503	CeraPlus Cx Adh 44mm 1-3/4" Coll 22mm 7/8" PC
3734	FlexWear Cx Adh 44mm 1-3/4" Coll 25mm 1" PC	11504	CeraPlus Cx Adh 44mm 1-3/4" Coll 25mm 1" PC
3735	FlexWear Cx Adh 57mm 2-1/4" Coll 29mm 1-1/8" PC	11505	CeraPlus Cx Adh 57mm 2-1/4" Coll 29mm 1-1/8" PC
3736	FlexWear Cx Adh 57mm 2-1/4" Coll 32mm 1-1/4" PC	11506	CeraPlus Cx Adh 57mm 2-1/4" Coll 32mm 1-1/4" PC
3737	FlexWear Cx Adh 57mm 2-1/4" Coll 35mm 1-3/8" PC	13907	Flexextend Cx Adh 57mm 2-1/4" Coll 35mm 1-3/8" PC
3738	FlexWear Cx Adh 57mm 2-1/4" Coll 38mm 1-1/2" PC	13908	Flexextend Cx Adh 57mm 2-1/4" Coll 38mm 1-1/2" PC
3739	FlexWear Cx Adh 70mm 2-3/4" Coll 41mm 1-5/8" PC	13909	Flexextend Cx Adh 70mm 2-3/4" Coll 41mm 1-5/8" PC
3742	FlexWear Adh 38mm 1-1/2" Coll 25mm 1" PC	14304	FlexWear Adh 44mm 1-3/4" Coll 25mm 1" PC
3743	FlexWear Adh 57mm 2-1/4" Coll 38mm 1-1/2" PC	14308	FlexWear Adh 57mm 2-1/4" Coll 38mm 1-1/2" PC
3747	FlexWear Adh 38mm 1-1/2" Coll 19mm 3/4" PC	14302	FlexWear Adh 44mm 1-3/4" 19mm 3/4" PC
3748	FlexWear Adh 44mm 1-3/4" Coll 32mm 1-1/4" PC	14306	FlexWear Adh 44mm 1-3/4" Coll 32mm 1-1/4" PC
3749	FlexWear Adh 57mm 2-1/4" Coll 44mm 1-3/4" PC	14309	FlexWear Adh 57mm 2-1/4" Coll 44mm 1-3/4" PC
3762	SoftFlex 44mm 1-3/4" Coll 32mm 1-1/4" ÀD	15102	CeraPlus 44mm 1-3/4" Coll 32mm 1-1/4" ÀD
3763	SoftFlex 57mm 2-1/4" Coll 44mm 1-3/4" ÀD	15103	CeraPlus 57mm 2-1/4" Coll 44mm 1-3/4" ÀD
3764	SoftFlex 70mm 2-3/4" Coll 57mm 2-1/4" ÀD	15104	CeraPlus 70mm 2-3/4" Coll 57mm 2-1/4" ÀD
3766	SoftFlex 102mm 4" Coll 89mm 3-1/2" ÀD	14206	FlexWear 102mm 4" Coll 89mm 3-1/2" ÀD
3767	SoftFlex 38mm 1-1/2" Coll 25mm 1" ÀD	15102	CeraPlus 44mm 1-3/4" Coll 32mm 1-1/4" ÀD
37310	FlexWear Cx Adh 70mm 2-3/4" Coll 44mm 1-3/4" PC	13910	Flexextend Cx Adh 70mm 2-3/4" Coll 44mm 1-3/4" PC
37311	FlexWear Cx Adh 70mm 2-3/4" Coll 51mm 2" PC	13911	Flexextend Cx Adh 70mm 2-3/4" Coll 51mm 2" PC

Index: ÀD (à découper), Adh (adhésif) Coll (colerette), Cx (convexe), PC (pré-couper)

CenterPoint Lock mise à niveau New Image

Champs protecteurs

Questions? Contactez-nous au 1 800-263-7400 poste 7553

Champ protecteurs à deux pièces CenterPoint Lock		Champ protecteurs à deux pièces New Image	
N° de produit	Product Description	N° de produit	Description
8722	Flexextend Adh 44mm 1-3/4" Coll 32mm 1-1/4" ÀD	11202	CeraPlus Adh 44mm 1-3/4" Coll 32mm 1-1/4" ÀD
8723	Flexextend Adh 57mm 2-1/4" Coll 44mm 1-3/4" ÀD	11203	CeraPlus Adh 57mm 2-1/4" Coll 44mm 1-3/4" ÀD
8724	Flexextend Adh 70mm 2-3/4" Coll 57mm 2-1/4" ÀD	11204	CeraPlus Adh 70mm 2-3/4" Coll 57mm 2-1/4" ÀD
8727	Flexextend Adh 38mm 1-1/2" Coll 25mm 1" ÀD	11202	CeraPlus Adh 44mm 1-3/4" Coll 32mm 1-1/4" ÀD
8731	Flexextend Cx Adh 38mm 1-1/2" Coll 15mm 5/8" PC	13901	Flexextend Cx Adh 44mm 1-3/4" Coll 16mm 5/8" PC
8732	Flexextend Cx Adh 38mm 1-1/2" Coll 19mm 3/4" PC	13902	Flexextend Cx Adh 44mm 1-3/4" Coll 16mm 5/8" PC
8733	Flexextend Cx Adh 44mm 1-3/4" Coll 22mm 7/8" PC	11503	CeraPlus Cx Adh 44mm 1-3/4" Coll 22mm 7/8" PC
8734	Flexextend Cx Adh 44mm 1-3/4" Coll 25mm 1" PC	11504	CeraPlus Cx Adh 44mm 1-3/4" Coll 25mm 1" PC
8735	Flexextend Cx Adh 57mm 2-1/4" Coll 29mm 1-1/8" PC	11505	CeraPlus Cx Adh 57mm 2-1/4" Coll 29mm 1-1/8" PC
8736	Flexextend Cx Adh 57mm 2-1/4" Coll 32mm 1-1/4" PC	11506	CeraPlus Cx Adh 57mm 2-1/4" Fg 32mm 1-1/4" PC
8737	Flexextend Cx Adh 57mm 2-1/4" Coll 35mm 1-3/8" PC	13907	Flexextend Cx Adh 57mm 2-1/4" Coll 35mm 1-3/8" PC
8738	Flexextend Cx Adh 57mm 2-1/4" Coll 38mm 1-1/2" PC	13908	Flexextend Cx Adh 57mm 2-1/4" Coll 38mm 1-1/2" PC
8743	Flexextend Adh 38mm 1-1/2" Coll 22mm 7/8" PC	14703	Flexextend Adh 44mm 1-3/4" Coll 22mm 7/8" PC
8744	Flexextend Adh 38mm 1-1/2" Coll 25mm 1" PC	14704	Flexextend Adh 44mm 1-3/4" Coll 25mm 1" PC
8745	Flexextend Adh 44mm 1-3/4" Coll 29mm 1-1/8" PC	14705	Flexextend Adh 44mm 1-3/4" Coll 29mm 1-1/8" PC
8746	Flexextend Adh 44mm 1-3/4" Coll 32mm 1-1/4" PC	14706	Flexextend Adh 44mm 1-3/4" Coll 32mm 1-1/4" PC
8747	Flexextend Adh 57mm 2-1/4" Coll 35mm 1-3/8" PC	14707	Flexextend Adh 57mm 2-1/4" Coll 35mm 1-3/8" PC
8748	Flexextend Adh 57mm 2-1/4" Coll 38mm 1-1/2" PC	14708	Flexextend Adh 57mm 2-1/4" Coll 38mm 1-1/2" PC
8752	Flexextend 44mm 1-3/4" Coll 32mm 1-1/4" ÀD	15102	CeraPlus 44mm 1-3/4" Coll 32mm 1-1/4" ÀD
8753	Flexextend 57mm 2-1/4" Coll 44mm 1-3/4" ÀD	15103	CeraPlus 57mm 2-1/4" Coll 44mm 1-3/4" ÀD
8754	Flexextend 70mm 2-3/4" Coll 57mm 2-1/4" ÀD	15104	CeraPlus 70mm 2-3/4" Coll 57mm 2-1/4" ÀD
8774	Flexextend Cx Adh 44mm 1-3/4" Coll 25mm 1" ÀD	11402	CeraPlus Cx Adh 44mm 1-3/4" Coll 25mm 1" ÀD
8778	Flexextend Cx Adh 57mm 2-1/4" Coll 38mm 1-1/12" ÀD	11403	CeraPlus Cx Adh 57mm 2-1/4" Coll 38mm 1-1/12" ÀD
87711	Flexextend Cx Adh 70mm 2-3/4" Coll 51mm 2" ÀD	11404	CeraPlus Cx Adh 70mm 2-3/4" Coll 51mm 2" ÀD

Index: ÀD (à découper), Adh (adhésif) Coll (collerette), Cx (convexe), PC (pré-couper)

CenterPoint Lock mise à niveau New Image Sacs

- New Image: le système deux-pièces le plus utilisé au Canada
- Choix de fermoire intégré ou à clampe
- Option: filtre AF300 pour un contrôle plus efficace de gaz

Sacs à deux pièces CenterPoint Lock			Sacs à deux pièces New Image		
N° de produit	Description	Qty/boîte	N° de produit	Description	Qty/boîte
3342	Fermoire Beige Filtre 44mm 1-3/4" Coll	15	18372-30	Fermoire Beige Filtre 44mm 1-3/4" Coll	30
3343	Fermoire Beige Filtre 57mm 2-1/4" Coll	15	18373-30	Fermoire Beige Filtre 57mm 2-1/4" Coll	30
3344	Fermoire Beige Filtre 70mm 2-3/4" Coll	15	18374-30	Fermoire Beige Filtre 70mm 2-3/4" Coll	30
3347	Fermoire Beige Filtre 38mm 1-1/2" Coll	15	18372-30	Fermoire Beige Filtre 44mm 1-3/4" Coll	30
3802	Vid Transp Fermoire 44mm 1-3/4" Coll	10	18102	Vid Transp Fermoire 44mm 1-3/4" Coll	10
3803	Vid Transp Fermoire 57mm 2-1/4" Coll	10	18103	Vid Transp Fermoire 57mm 2-1/4" Coll	10
3804	Vid Transp Fermoire 70mm 2-3/4" Coll	10	18104	Vid Transp Fermoire 70mm 2-3/4" Coll	10
3806	Vid Transp Fermoire 102mm 4" Coll	10	18176	Vid Ultra-Clr Fermoire 102mm 4" Coll	10
3807	Vid Transp Fermoire 38mm 1-1/2" Coll	10	18102	Vid Transp Fermoire 44mm 1-3/4" Coll	10
3812	Vid Beige Fermoire 44mm 1-3/4" Coll	10	18122	Vid Beige Fermoire 44mm 1-3/4" Coll	10
3813	Vid Beige Fermoire 57mm 2-1/4" Coll	10	18123	Vid Beige Fermoire 57mm 2-1/4" Coll	10
3814	Vid Beige Fermoire 70mm 2-3/4" Coll	10	18124	Vid Beige Fermoire 70mm 2-1/4" Coll	10
3817	Vid Beige Fermoire 38mm 1-1/2" Coll	10	18122	Vid Beige Fermoire 44mm 1-3/4" Coll	10
3822	Drain irrigateur 44mm 1-3/4" Coll	5	18152	Drain irrigateur 44mm 1-3/4" Coll	5
3823	Drain irrigateur 57mm 2-1/4" Coll	5	18153	Drain irrigateur 57mm 2-1/4" Coll	5
3824	Drain irrigateur 70mm 2-3/4" Coll	5	18154	Drain irrigateur 70mm 2-3/4" Coll	5
3826	Drain irrigateur 102mm 4" Coll	5	18154	Drain irrigateur 70mm 2-3/4" Coll	5
3827	Drain irrigateur 38mm 1-1/2" Coll	5	18152	Drain irrigateur 44mm 1-3/4" Coll	5
3832	Vid Beige Filtre Rmp Fermoire 44mm 1-3/4" Coll	10	18142	Vid Beige Filtre Fermoire 44mm 1-3/4" Coll	10
3833	Vid Beige Filtre Rmp Fermoire 57mm 2-1/4" Coll	10	18143	Vid Beige Filtre Fermoire 57mm 2-1/4" Coll	10
3834	Vid Beige Filtre Rmp Fermoire 70mm 2-3/4" Coll	10	18144	Vid Beige Filtre Fermoire 70mm 2-3/4" Coll	10
3837	Vid Beige Filtre Rmp Fermoire 38mm 1-1/2" Coll	10	18142	Vid Beige Filtre Fermoire 44mm 1-3/4" Coll	10
3842	Vid Mini Beige Fermoire 44mm 1-3/4" Coll	10	18202	Vid Mini Beige Fermoire 44mm 1-3/4" Coll	10
3843	Vid Mini Beige Fermoire 57mm 2-1/4" Coll	10	18203	Vid Mini Beige Fermoire 57mm 1-3/4" Coll	10
3844	Vid Mini Beige Fermoire 70mm 2-3/4" Coll	10	18204	Vid Mini Beige Fermoire 70mm 1-3/4" Coll	10
3847	Vid Mini Beige Fermoire 38mm 1-1/2" Coll	10	18202	Vid Mini Beige Fermoire 44mm 1-3/4" Coll	10
3872	Vid Transp Fermoire 44mm 1-3/4" Coll	10	18102	Vid Transp Fermoire 44mm 1-3/4" Coll	10
3873	Vid Transp Fermoire 57mm 2-1/4" Coll	10	18103	Vid Transp Fermoire 57mm 2-1/4" Coll	10
3874	Vid Transp Fermoire 70mm 2-3/4" Coll	10	18104	Vid Transp Fermoire 70mm 2-3/4" Coll	10
3892	Vid Transp Filtre Rmp Fermoire 44mm 1-3/4" Coll	10	18102	Vid Transp Fermoire 44mm 1-3/4" Coll	10
3893	Vid Transp Filtre Rmp Fermoire 57mm 2-1/4" Coll	10	18103	Vid Transp Fermoire 57mm 2-1/4" Coll	10
3894	Vid Transp Filtre Rmp Fermoire 70mm 2-3/4" Coll	10	18104	Vid Transp Fermoire 70mm 2-3/4" Coll	10
3897	Vid Transp Filtre Rmp Fermoire 38mm 1-1/2" Coll	10	18102	Vid Transp Fermoire 44mm 1-3/4" Coll	10
3902	Uro Transp 44mm 1-3/4" Coll	10	18902	Uro Transp 44mm 1-3/4" Coll	10
3903	Uro Transp 57mm 2-1/4" Coll	10	18903	Uro Transp 57mm 2-1/4" Coll	10
3904	Uro Transp 70mm 2-3/4" Coll	10	18904	Uro Transp 70mm 2-3/4" Coll	10
3907	Uro Transp 38mm 1-1/2" Coll	10	18902	Uro Transp 44mm 1-3/4" Coll	10

Index: Filtre Rmp (filtre remplaçable), Transp (transparent), Uro (urostomie), Vid (vidable)

CenterPoint mise à niveau New Image

Sacs

Questions? Contactez-nous au 1 800-263-7400 poste 7553

Sacs à deux pièces CenterPoint Lock			Sacs à deux pièces New Image		
N° de produit	Description	Qty/boîte	N° de produit	Description	Qty/boîte
8342	Fermeture Beige Filtre 44mm 1-3/4" Coll	15	18392	Fermeture Beige Filtre 44mm 1-3/4" Coll	60
8343	Fermeture Beige Filtre 57mm 2-1/4" Coll	15	18393	Fermeture Beige Filtre 57mm 2-1/4" Coll	60
8344	Fermeture Beige Filtre 70mm 2-3/4" Coll	15	18394	Fermeture Beige Filtre 70mm 2-3/4" Coll	60
8347	Fermeture Beige Filtre 38mm 1-1/2" Coll	15	18392	Fermeture Beige Filtre 44mm 1-3/4" Coll	60
8812	Vid Beige Fermeture 44mm 1-3/4" Coll	10	18122	Vid Beige Fermeture 44mm 1-3/4" Coll	10
8813	Vid Beige Fermeture 57mm 2-1/4" Coll	10	18123	Vid Beige Fermeture 57mm 2-1/4" Coll	10
8814	Vid Beige Fermeture 70mm 2-3/4" Coll	10	18124	Vid Beige Fermeture 70mm 2-3/4" Coll	10
8816	Vid Beige Fermeture 102mm 4" Coll	10	18176	Ultra Clair Fermeture 102mm 4" Coll	10
8817	Vid Beige Fermeture 38mm 1-1/2" Coll	10	18122	Vid Beige Fermeture 44mm 1-3/4" Coll	10
8842	Vid Mini Beige Fermeture 44 mm 1-3/4" Coll	10	18202	Vid Mini Beige Fermeture 57mm 1-3/4" Coll	10
8843	Vid Mini Beige Fermeture 57mm 2-1/4" Coll	10	18203	Vid Mini Beige Fermeture 57mm 1-3/4" Coll	10
8844	Vid Mini Beige Fermeture 70 mm 2-3/4" Coll	10	18204	Vid Mini Beige Fermeture 70mm 1-3/4" Coll	10
8847	Vid Mini Beige Fermeture 38mm 1-1/2" Coll	10	18202	Vid Mini Beige Fermeture 44mm 1-3/4" Coll	10
8902	Uro Beige 44mm 1-3/4" Coll	10	18912	Uro Beige 44mm 1-3/4" Coll	10
8903	Uro Beige 57mm 2-1/4" Coll	10	18913	Uro Beige 57mm 2-1/4" Coll	10
8904	Uro Beige 70mm 2-3/4" Coll	10	18914	Uro Beige 70mm 2-3/4" Coll	10
8907	Uro Beige 38mm 1-1/2" Coll	10	18912	Uro Beige 44mm 1-3/4" Coll	10

Couvres-Stomie CenterPoint Lock			Sacs fermés à deux pièces New Image		
N° de produit	Description	Qty/boîte	N° de produit	Description	Qty/boîte
3402	Couvre-stomie Beige Filtre 44mm 1-3/4" Coll	25	18352	Fermé Beige 44mm 1-3/4" Coll	30
			18392	Fermé Beige Filtre 44mm 1-3/4" Coll	60
3403	Couvre-stomie Beige Filtre 57mm 2-1/4" Coll	25	18353	Fermé Beige 57mm 2-1/4" Coll	30
			18393	Fermé Beige Filtre 57mm 2-1/4" Coll	60
3404	Couvre-stomie Beige Filtre 70 mm 2-3/4" Coll	25	18354	Fermé Beige 70mm 2-3/4" Coll	30
			18394	Fermé Beige Filtre 70mm 2-3/4" Coll	60
3407	Couvre-stomie Beige Filtre 38mm 1-1/2" Coll	25	18352	Fermé Beige 44mm 1-3/4" Coll	30
			18392	Fermé Beige Filtre 44mm 1-3/4" Coll	60

Index: Coll (collerette); Filtre Rmp (filtre remplaçable), Transp (transparent), Uro (urostomie), Vid (visible)

Le maintien du bon
environnement,
peu importe
le relief



Voici

L'appareillage de stomie une pièce CeraPlus
avec convexité souple

doté de la technologie Remois*

Ajustement  **Formulation**

Les deux réunis dans un même champ protecteur

 Hollister

Sacs avec champs protecteurs CeraPlus

dotés de la technologie Remois*

Premier - plats **Nouveau**

Sacs à vider - Fermeoir Lock 'n Roll

- ▶ Champs protecteurs infusés de céramides afin de:
 - Protéger la barrière d'hydratation naturelle de la peau
 - Garder la peau péristomiale en bonne santé
 - Diminuer la perte d'eau transépidermique causée par la peau endommagée ou érodée
- ▶ Avec adhésif
- ▶ Avec bordures amincies
- ▶ Les sacs beiges incluent le revêtement ComfortWear et une fenêtre d'observation

À découper ✂

	Couleur	Ouverture du champ jusqu'à	Filtre	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
avec adhésif	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	Non	12" (30 cm)	8931	10	96,40\$
	Beige avec fenêtre d'observation	2-1/2" (64 mm)	AF300		8901		

Précoupés

	Couleur	Ouverture du champ	Filtre	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
avec adhésif	Beige avec fenêtre d'observation	1" (25 mm)	AF300	12" (30 cm)	8925	10	97,84\$
		1-3/16" (30 mm)			8930		
		1-3/8" (35 mm)			8935		
		1-9/16" (40 mm)					

Saviez-vous.....

- Les céramides sont un composant naturel de la peau humaine, constitués de molécules lipidiques cireuses.
- Les céramides lient les cellules de la couche externe de la peau (épiderme) afin de former une barrière protectrice imperméable à l'eau.
- Les céramides aident à prévenir la perte d'eau qui peut entraîner des dommages et la sécheresse de la peau

*Remois est une technologie d'Alcare Co., Ltd.

Sacs avec champs protecteurs CeraPlus

dotés de la technologie Remois*

Premier - convexes **Nouveau**

Sacs à vider - Fermeture Lock 'n Roll

- ▶ Champs protecteurs infusés de céramides afin de:
 - Protéger la barrière d'hydratation naturelle de la peau
 - Garder la peau péristomiale en bonne santé
 - Diminuer la perte d'eau transépidermique causée par la peau endommagée ou érodée
- ▶ Avec adhésif et attaches pour ceinture
- ▶ Avec bordures amincies
- ▶ Les sacs beiges incluent le revêtement ComfortWear et une fenêtre d'observation

À découper 

	Couleur	Ouverture du champ jusqu'à	Filtre	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
avec adhésif	Ultra-clair	1" (25 mm)	Non	12" (30 cm)	8984	5	86,47\$
		1-1/2" (38 mm)			8988		
		2" (51 mm)			89811		
	Beige avec fenêtre d'observation	1" (25 mm)	AF300	12" (30 cm)	8914	5	86,47\$
		1-1/2" (38 mm)			8918		
		2" (51 mm)			89111		

Précoupés

	Couleur	Ouverture du champ	Filtre	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
avec adhésif	Beige avec fenêtre d'observation	3/4" (19 mm)	AF300	12" (30 cm)	8990	5	87,75\$
		7/8" (22 mm)			8991		
		1" (25 mm)			8992		
		1-1/8" (29 mm)			8993		

Sacs avec champs protecteurs CeraPlus

dotés de la technologie Remois*

Premier - à convexité souple **Nouveau**

Sacs à vider - Fermeoir Lock 'n Roll

- ▶ Champs protecteurs infusés de céramides afin de:
 - Protéger la barrière d'hydratation naturelle de la peau
 - Garder la peau péristomiale en bonne santé
 - Diminuer la perte d'eau transépidermique causée par la peau endommagée ou érodée
- ▶ Avec adhésif et attaches pour ceinture
- ▶ Avec bordures amincies
- ▶ Revêtement ComfortWear et fenêtre d'observation

À découper 

	Couleur	Ouverture du champ jusqu'à	Filtre	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
avec adhésif	Beige avec fenêtre d'observation	1" (25 mm)	AF300	12" (30 cm)	8954	5	86,47\$
		1-1/2" (38 mm)			8958		
		2-1/8" (55 mm)			89511		

Précoupés

	Couleur	Ouverture du champ	Filtre	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
avec adhésif	Beige avec fenêtre d'observation	3/4" (19 mm)	AF300	12" (30 cm)	8960	5	87,75\$
		7/8" (22 mm)			8961		
		1" (25 mm)			8962		
		1-1/8" (29 mm)			8963		

Saviez-vous que les sacs Premier avec champs protecteurs CeraPlus et convexité souple...

- Sont conçus pour se conformer au corps et aux mouvements sans compromettre l'ajustement
- Offrent à la fois la convexité et la flexibilité
- Protègent la barrière d'hydratation naturelle de la peau et gardent la peau péristomiale en bonne santé

Soins de stomie une pièce

Champs protecteurs Premier - Flextend

Sacs à vider - Fermeur Lock 'n Roll

- ▶ Avec adhésif
- ▶ Pellicule à l'épreuve des odeurs
- ▶ Revêtement(s) ComfortWear
 - Transparent et ultra-clair - côté corps seulement
 - Beige - de chaque côté du sac collecteur



À découper ✂

Couleur	Ouverture du champ (jusqu'à...)	Filtre	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Ultra - clair	2-1/2" (64 mm)	Non	12"(30 cm)	8531	10	95,00\$
Transparent	2-1/2" (64 mm)	AF300	12"(30 cm)	8331	10	97,52\$
Beige	2-1/2" (64 mm)	Non	12"(30 cm)	8551	10	95,00\$

Précoupés

Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Transparent	1" (25 mm)	12" (30 cm)	8532	10	96,42\$
	1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	8538		
	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	8533		
	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	8539		
Beige	1" (25 mm)	12" (30 cm)	8552	10	96,42\$
	1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	8558		
	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	8553		
	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	8559		

Champs protecteurs plats Premier - Flextend

Sacs à vider - Avec fermoir

- ▶ Avec adhésif
- ▶ Pellicule à l'épreuve des odeurs
- ▶ Revêtement(s) ComfortWear
 - Transparent et ultra-clair - côté corps seulement
 - Beige - chaque côté du sac collecteur



À découper ✂

Couleur	Ouverture du champ (jusqu'à...)	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Ultra - clair	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	8651	10	85,16\$
Transparent	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	8631	10	85,16\$
	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	8641		

Précoupés

Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Transparent	3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	8637	10	85,16\$
	1" (25 mm)	12" (30 cm)	8632		
	1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	8638		
	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	8633		
	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	8639		
	2" (51 mm)	12" (30 cm)	8634		
	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	8635		
Beige	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	8647	10	85,16\$
	1" (25 mm)	9" (23 cm)	8642		
	1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	8648		
	1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	8643		
	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	8649		
	2" (51 mm)	9" (23 cm)	8644		

Champs protecteurs convexes avec bordures amincies

Premier - Flextend

Sacs à vider - Fermeture intégrée Lock 'n Roll



► Améliorations apportées:

- Une nouvelle pellicule flexible et facile à retirer recouvrant le champ protecteur et sa partie adhésive
- Les extrémités du champ protecteur sont amincies afin d'augmenter le confort
- Fermeture intégrée Lock'n Roll améliorée avec membrane renforcée pour faciliter la fermeture du sac

► Même formulation Flextend

À découper ✂

avec bordures
amincies

Couleur	Ouverture du champ (jusqu'à...)	Longueur du sac		Filtre	Nouveau No. de produit	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Transparent	1" (25 mm)	12"	(30 cm)	Non	8244	8524	5	85,22\$
	1-1/2" (38 mm)	12"	(30 cm)	Non	8248	8528		
	2" (51 mm)	12"	(30 cm)	Non	82411	85211		
Beige	1" (25 mm)	12"	(30 cm)	Non	8214	8504	5	85,22\$
	1-1/2" (38 mm)	12"	(30 cm)	Non	8218	8508		
	2" (51 mm)	12"	(30 cm)	Non	82111	85011		
Transparent	1" (25 mm)	12"	(30 cm)	AF300	8274	8584	5	85,22\$
	1-1/2" (38 mm)	12"	(30 cm)	AF300	8278	8588		
	2" (51 mm)	12"	(30 cm)	AF300	82711	85811		

Précoupés

avec bordures
amincies

Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac		Nouveau No. de produit	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Transparent	3/4" (19 mm)	12"	(30 cm)	8280	8510	5	86,48\$
	7/8" (22 mm)	12"	(30 cm)	8281	8511		
	1" (25 mm)	12"	(30 cm)	8282	8512		
	1-1/8" (29 mm)	12"	(30 cm)	8283	8513		
	1-1/4" (32 mm)	12"	(30 cm)	8284	8514		
	1-3/8" (35 mm)	12"	(30 cm)	8285	8515		
	1-1/2" (38 mm)	12"	(30 cm)	8286	85116		
	1-3/4" (44 mm)	12"	(30 cm)	8288	85118		
2" (51 mm)	12"	(30 cm)	8289	85119			
Beige	3/4" (19 mm)	12"	(30 cm)	8290	8590	5	86,48\$
	7/8" (22 mm)	12"	(30 cm)	8291	8591		
	1" (25 mm)	12"	(30 cm)	8292	8592		
	1-1/8" (29 mm)	12"	(30 cm)	8293	8593		
	1-1/4" (32 mm)	12"	(30 cm)	8294	8594		
	1-3/8" (35 mm)	12"	(30 cm)	8295	8595		
	1-1/2" (38 mm)	12"	(30 cm)	8296	8596		
	1-5/8" (41 mm)	12"	(30 cm)	8297	8597		
2" (51 mm)	12"	(30 cm)		8599			

Champs protecteurs convexes avec bordures amincies Premier - Flextend

Sacs à vider - Avec Fermeoir

► Améliorations apportées:

- Une nouvelle pellicule flexible et facile à retirer recouvrant le champ protecteur et sa partie adhésive
 - Les extrémités du champ protecteur sont amincies afin d'augmenter le confort
- Même formulation Flextend
- Pellicule à l'épreuve des odeurs
- Avec adhésif
- Anneaux pour ceinture de stomie
- Revêtement ComfortWear sur le côté-corps seulement pour les sacs transparent (chaque côté pour les sacs beige)



À découper ✂

avec bordures
amincies

Couleur	Ouverture du champ (jusqu'à...)	Longueur du sac	Nouveau No. de produit	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Transparent	1" (25 mm)	12" (30 cm)	82624	8624	5	76,37\$
	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	82628	8628		
	2" (51 mm)	12" (30 cm)	826211	86211		

Précoupés

avec bordures
amincies

Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Nouveau No. de produit	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Transparent	3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	82610	8610	5	77,47\$
	7/8" (22 mm)	12" (30 cm)	82611	8611		
	1" (25 mm)	12" (30 cm)	82612	8612		
	1-1/8" (29 mm)	12" (30 cm)	82613	8613		
	1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	82614	8614		
	1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)	82615	8615		
	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	82616	8616		
	1-5/8" (41 mm)	12" (30 cm)	82617	8617		
	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	82618	8618		
	2" (51 mm)	12" (30 cm)	82619	8619		

Champs protecteurs à convexité souple Premier - Flextend **Nouveau**

Sacs à vider - Fermeture Lock'n Roll

Conçu pour la sécurité, peu importe la forme que prend le corps!

- ▶ Avec bordure adhésive
- ▶ Beige avec fenêtre d'observation
- ▶ Filtre AF300
- ▶ Avec anneaux de ceinture



A découper ✂

Couleur	Filtre	Grandeur de la stomie	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Beige avec fenêtre d'observation	AF300	5/8" - 1" (13 - 25 mm)	8674	5	85,22\$
		5/8" - 1 1/2" (13 - 38 mm)	8678		
		5/8" - 2 1/8" (13 - 55 mm)	86711		

Précoupés

Couleur	Filtre	Grandeur de la stomie	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Beige avec fenêtre d'observation	AF300	7/8" (22 mm)	8661	5	86,47\$
		1" (25 mm)	8662		
		1 1/8" (29 mm)	8663		

Champs protecteurs plats Premier - FlexWear

Sac à vider - Fermeture Lock 'n Roll

- ▶ Avec adhésif
- ▶ Possibilité de revêtement ComfortWear
 - Transparent ou ultra-clair - côté corps seulement
 - Beige - des deux côtés



À découper ✂

Couleur	Ouverture du champ (jusqu'à...)	Filtre	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Ultra - Clair	2-1/2" (64 mm)	Non	12" (30 cm)	8031	10	82,91\$
Transparent	2-1/2" (64 mm)	AF300	12" (30 cm)	8081	10	87,28\$
Beige	2-1/2" (64 mm)	AF300	12" (30 cm)	8181	10	87,28\$

Précoupés

Couleur	Ouverture du champ (jusqu'à...)	Filtre	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Transparent	1" (25 mm)	AF300	12" (30 cm)	8025	10	90,04\$
	1-3/16" (30 mm)	AF300	12" (30 cm)	8030		
	1-3/8" (35 mm)	AF300	12" (30 cm)	8035		
	1-9/16" (40 mm)	AF300	12" (30 cm)	8040		
Beige	1" (25 mm)	AF300	12" (30 cm)	8125	10	90,04\$
	1-3/16" (30 mm)	AF300	12" (30 cm)	8130		
	1-3/8" (35 mm)	AF300	12" (30 cm)	8135		
	1-9/16" (40 mm)	AF300	12" (30 cm)	8140		

Sacs à vider - Avec fermoir

À découper ✂

Couleur	Ouverture du champ (jusqu'à...)	Filtre	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Ultra - Clair	2-1/2" (64 mm)	Non	12" (30 cm)	8131	10	73,23\$

Champs protecteurs plats

Premier - SoftFlex

Sacs à vider - Fermeture Lock 'n Roll

- ▶ Technologie à fossettes
- ▶ Pellicule à l'épreuve des odeurs
- ▶ Sans bordure adhésive
- ▶ Revêtement(s) ComfortWear
 - Transparent et ultra-clair - côté corps seulement
 - Beige - chaque côté du sac collecteur



À découper ✂

Couleur	Filtre	Ouverture du champ (jusqu'à...)	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Beige	AF300	2-1/8" (55 mm)	12" (30 cm)	88300	10	86,28\$
	AF300	2-1/8" (55 mm)	7" (18 cm)	88700	20	167,35\$

À découper ✂ Champ protecteur ovale

Couleur	Filtre	Ouverture du champ (jusqu'à...)	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Transparent	AF300	2-1/2" par 3" (66 mm par 77 mm)	12" (30 cm)	88402	10	91,83\$
Beige	AF300	2-1/2" par 3" (66 mm par 77 mm)	12" (30 cm)	88302		

Précoupés

Couleur	Filtre	Ouverture du champ	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Beige	AF300	1" (25 mm)	12" (30 cm)	88325	10	77,94\$
		1-3/16" (30 mm)	12" (30 cm)	88330		
		1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)	88335		
		1-9/16" (40 mm)	12" (30 cm)	88340		
	AF300	1" (25 mm)	7" (18 cm)	88725	20	166,34\$
		1-3/16" (30 mm)	7" (18 cm)	88730		
		1-3/8" (35 mm)	7" (18 cm)	88735		
		1-9/16" (40 mm)	7" (18 cm)	88740		

Champs protecteurs plats

Premier - SoftFlex

Sacs fermés

- ▶ Technologie à fossettes
- ▶ Pellicule à l'épreuve des odeurs
- ▶ Sans bordure adhésive
- ▶ Revêtement(s) ComfortWear
 - Transparent - côté corps seulement
 - Beige - chaque côté du sac collecteur



À découper ✂

Couleur	Filtre	Ouverture du champ (jusqu'à...)	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Beige	AF300	2-1/8" (55 mm)	9" (23 cm)	82300	30	151,48\$
		2-1/8" (55 mm)	7" (18 cm)	82100		

À découper ✂ Champ protecteur ovale

Couleur	Filtre	Ouverture du champ (jusqu'à...)	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Transparent	AF300	2-1/2" par 3" (66 mm par 77 mm)	9" (23 cm)	82402	30	161,20\$
Beige	AF300	2-1/2" par 3" (66 mm par 77 mm)	9" (23 cm)	82302		

Précoupés

Couleur	Filtre	Ouverture du champ	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Beige	AF300	1" (25 mm)	9" (23 cm)	82325	30	151,48\$
		1-3/16" (30 mm)	9" (23 cm)	82330		
		1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	82335		
		1" (25 mm)	7" (18 cm)	82125		
		1-3/16" (30 mm)	7" (18 cm)	82130		
		1-3/8" (35 mm)	7" (18 cm)	82135		

Champs protecteurs plats **Nouveau** Premier - Flexlend

Sacs d'urostomie une pièce Premier améliorés

- ▶ Champ protecteur Flexlend offrant une grande résistance à l'érosion
- ▶ Bordure adhésive et anneaux pour ceinture de stomie offrant une plus grande sécurité
- ▶ Valve de contrôle d'écoulement plus souple, pour un plus grand confort
- ▶ Chambres multiples intégrées, pour un profil plus discret du sac



À découper ✂

Couleur	Ouverture	Longueur du sac	Code de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Ultra-clair	Jusqu'à 2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	84590	10	139,78\$
Beige	Jusqu'à 2 1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	84490	10	139,78\$

Précoupés

Couleur	Ouverture	Longueur du sac	Code de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Transparent	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	84697	10	144,08\$
	1" (25 mm)		84692		
	1-1/4" (32 mm)		84698		
	1-1/2" (38 mm)		84693		
	1-3/4" (44 mm)		84699		
	2" (51 mm)		84694		
Beige	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	84497	10	144,08\$
	1" (25 mm)		84492		
	1-1/4" (32 mm)		84498		
	1-1/2" (38 mm)		84493		
	1-3/4" (44 mm)		84499		
	2" (51 mm)		84494		

Champs protecteurs convexes **Nouveau** Premier - Flextend

Sacs d'urostomie une pièce Premier améliorés

- ▶ Champ protecteur Flextend offrant une grande résistance à l'érosion
- ▶ Bordure adhésive et anneaux pour ceinture de stomie offrant une plus grande sécurité
- ▶ Valve de contrôle d'écoulement plus souple, pour un plus grand confort
- ▶ Chambres multiples intégrées, pour un profil plus discret du sac



À découper ✂

Couleur	Ouverture	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Ultra-clair	Jusqu'à 1" (25 mm)	9" (23 cm)	84794	5	75,26\$
	Jusqu'à 1-1/2" (38 mm)		84798		
	Jusqu'à 2" (51 mm)		8479111		
Beige	Jusqu'à 1" (25 mm)	9" (23 cm)	84394	5	75,26\$
	Jusqu'à 1-1/2" (38 mm)		84398		
	Jusqu'à 2" (51 mm)		8439111		

Précoupés

Ultra-clair	1/2" (13 mm)	9" (23 cm)	84890	5	75,26\$
	5/8" (16 mm)		84891		
	3/4" (19 mm)		84892		
	7/8" (22 mm)		84893		
	1" (25 mm)		84894		
	1-1/8" (29 mm)		84895		
	1-1/4" (32 mm)		84896		
	1-3/8" (35 mm)		84897		
	1-1/2" (38 mm)		84898		
	1-3/4" (44 mm)		84899		
Beige	1/2" (13 mm)	9" (23 cm)	84990	5	75,26\$
	5/8" (16 mm)		84991		
	3/4" (19 mm)		84992		
	7/8" (22 mm)		84993		
	1" (25 mm)		84994		
	1-1/8" (29 mm)		84995		
	1-1/4" (32 mm)		84996		
	1-3/8" (35 mm)		84997		
	1-1/2" (38 mm)		84998		
	1-3/4" (44 mm)		84999		

Champs protecteurs plats

Premier - Flextend

Sacs d'urostomie

- ▶ Avec adhésif
- ▶ Pellicule à l'épreuve des odeurs
- ▶ Contient un adaptateur pour tube de drainage
- ▶ Revêtement(s) ComfortWear
 - Transparent et ultra-clair - côté corps seulement
 - Beige - de chaque côté du sac collecteur



À découper ✂

Couleur	Ouverture du champ (jusqu'à...)	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Ultra - clair	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	8450	10	139,78\$
Transparent	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	8460		
Beige	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	8440		

Précoupés

Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Transparent	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	8467	10	144,08\$
	1" (25 mm)	9" (23 cm)	8462		
	1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	8468		
	1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	8463		
	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	8469		
	2" (51 mm)	9" (23 cm)	8464		
Beige	3-1/4" (19 mm)	9" (23 cm)	8447	10	144,08\$
	1" (25 mm)	9" (23 cm)	8442		
	1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	8448		
	1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	8443		
	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	8449		
	2" (51 mm)	9" (23 cm)	8444		

Champs protecteurs convexes Premier - Flextend

Sacs d'urostomie

- ▶ Pellicule à l'épreuve des odeurs
- ▶ Avec adhésif
- ▶ Anneaux pour ceinture de stomie
- ▶ Revêtement(s) ComfortWear
 - Transparent - côté corps
 - Beige - chaque côté du sac collecteur



À découper ✂

Couleur	Ouverture du champ (jusqu'à...)	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Transparent	1" (25 mm)	9" (23 cm)	8474	5	75,26\$
	1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	8478		
	2" (51 mm)	9" (23 cm)	84711		
Beige	1" (25 mm)	9" (23 cm)	8434	5	75,26\$
	1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	8438		
	2" (51 mm)	9" (23 cm)	84311		

Précoupés

Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Transparent	1/2" (13 mm)	9" (23 cm)	8480	5	75,26\$
	5/8" (16 mm)	9" (23 cm)	8481		
	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	8482		
	7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	8483		
	1" (25 mm)	9" (23 cm)	8484		
	1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)	8485		
	1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	8486		
	1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	8487		
	1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	8488		
	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	8489		
Beige	1/2" (13 mm)	9" (23 cm)	8490	5	75,26\$
	5/8" (16 mm)	9" (23 cm)	8491		
	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	8492		
	7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	8493		
	1" (25 mm)	9" (23 cm)	8494		
	1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)	8495		
	1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	8496		
	1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	8497		
	1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	8498		
	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	8499		

Sacs à vider à grande capacité Premier - Flextend

- ▶ Champ protecteur plat
- ▶ Avec valve de drainage souple et fenêtre d'accès
- ▶ Sans adhésif
- ▶ Sac ultra-clair
- ▶ Revêtement ComfortWear - côté corps

À découper ✂

	Ouverture du champ	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Non- Stérile	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)	80070	10	98,60\$
	4-1/3" (110mm)	12" (30 cm)	80110	10	120,43\$
Stérile	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)	81070	5	51,80\$
	4-1/3" (110mm)	12" (30 cm)	81110	5	63,22\$



Champs protecteurs naturels Karaya

Sacs à vider - Avec Fermeture

- ▶ Anneau Karaya
- ▶ Sans revêtement ComfortWear
- ▶ Anneaux pour ceinture de stomie
- ▶ Bordure adhésive



Couleur	Grandeur de la stomie	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Transparent	5/8" (15 mm)	9" (23 cm)	3232	30	149,53\$
	7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	3238		
	1-1/8" (29mm)	9" (23 cm)	3233		
	1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	3239		
	1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	3234		
	5/8" (15 mm)	12" (30 cm)	3222	30	157,61\$
	7/8" (22 mm)	12" (30 cm)	3228		
	1-1/8" (29mm)	12" (30 cm)	3223		
	1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)	3229		
	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	3224		
	2" (51 mm)	12" (30 cm)	3225		
	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	3226		
	7/8" (22 mm)	16" (40 cm)	3278	30	161,04\$
	1-1/8" (29mm)	16" (40 cm)	3273		
	1-3/8" (35 mm)	16" (40 cm)	3279		
	1-1/2" (38 mm)	16" (40 cm)	3274		
	2" (51 mm)	16" (40 cm)	3275		
	2-1/2" (64 mm)	16" (40 cm)	3276		
Beige	7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	3138	30	149,53\$
	1-1/8" (29mm)	9" (23 cm)	3133		
	1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	3139		
	1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	3134		
	5/8" (15 mm)	12" (30 cm)	3112	30	157,61\$
	7/8" (22 mm)	12" (30 cm)	3118		
	1-1/8" (29mm)	12" (30 cm)	3113		
	1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)	3119		
	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	3114		
	2" (51 mm)	12" (30 cm)	3115		

Champs protecteurs naturels Karaya

Sacs à vider - Avec Fermeur



- ▶ Anneau Karaya 5
- ▶ Sans revêtement ComfortWear
- ▶ Anneaux pour ceinture de stomie
- ▶ Bordure adhésive

Couleur	Grandeur de la stomie	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Transparent	7/8" (22 mm)	12" (30 cm)	3608	10	67,07\$
	1-1/8" (29mm)	12" (30 cm)	3603		
	1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)	3609		
	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	3604		
	2" (51 mm)	12" (30 cm)	3605		
	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	3606		
Transparent filtre de rechange	5/8" (15 mm)	12" (30 cm)	3662	10	97,93\$
	7/8" (22 mm)	12" (30 cm)	3668		
	1-1/8" (29mm)	12" (30 cm)	3663		
	1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)	3669		
	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	3664		
	2" (51 mm)	12" (30 cm)	3665		

Saviez-vous...

- Chaque boîte de sacs avec filtres de rechange contient 20 filtres et 2 bouchons (7766)

Champs protecteurs naturels Karaya

Sacs fermés

- ▶ Anneau Karaya 5
- ▶ Sans revêtement ComfortWear
- ▶ Anneaux pour ceinture de stomie



Avec adhésif

Couleur	Grandeur de la stomie	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Transparent	7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	3558	15	80,85\$
	1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)	3553		
	1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	3559		
	1/1-2" (38 mm)	9" (23 cm)	3554		
Transparent filtre intégré	7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	3328	30	140,08\$
	1-1/8" (29mm)	9" (23 cm)	3323		
	1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	3329		
	1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	3324		
	2" (51 mm)	9" (23 cm)	3325		
	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	3326		

Sans adhésif

Couleur	Grandeur de la stomie	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Transparent	7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	7168	30	125,82\$
	1-1/8" (29mm)	9" (23 cm)	7163		
	1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	7169		
	1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	7164		
	2" (51 mm)	9" (23 cm)	7165		
	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	7166		

Champs protecteurs naturels Karaya

Sacs d'urostomie

- ▶ Avec adhésif
- ▶ Anneau Karaya 5
- ▶ Contient un adaptateur pour tube de drainage
- ▶ Une goutte indiquant son ouverture
- ▶ Sans revêtement ComfortWear
- ▶ Anneaux de ceinture pour stomie



Couleur	Grandeur de la stomie	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Transparent	5/8" (15 mm)	9" (23 cm)	1432	10	99,55\$
	7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	1438		
	1-1/8" (29mm)	9" (23 cm)	1433		
	1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	1439		
	1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	1434		

Saviez-vous...

- Pour sélectionner le sac Karaya adéquat, déterminez la grandeur de la stomie et choisissez le code de produit équivalent.
- L'emballage sur les boîtes Karaya indique la grandeur de l'anneau Karaya et NON la grandeur de la stomie.
- L'épaisseur de l'anneau Karaya permettra de couvrir la surface au pourtour de la stomie, vous assurant l'ajustement recherché lorsque vous avez mesuré la stomie.

Couvres-stomie

- ▶ Avec adhésif
- ▶ Pellicule à l'épreuve des odeurs
- ▶ Filtre intégré

Précoupés

Couleur	Ouverture		Longueur du sac		No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Blanc	2"	(51 mm)	4-1/4"	(11 cm)	3184	30	104,60\$
	3"	(76 mm)	4-1/4"	(11 cm)	3186		

Couvres-stomie avec champ protecteur SoftFlex

- ▶ Sans adhésif
- ▶ Champ protecteur
- ▶ Filtre intégré



Précoupés


Couleur	Ouverture	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Beige	jusqu'à 1-15/16" (50 mm)	4" (10 cm)	1796	30	131,42\$

Système de stomie pédiatrique

Pouchkins - Une pièce

Prématuré/Nouveau-né

- ▶ Champ protecteur SoftFlex sans ouverture de départ
- ▶ Sac ultra-clair
- ▶ Sans adhésif



À découper ✂

Choix de sac	Ouverture du champ (jusqu'à...)	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Sac pour prématuré à vider ou fermé	5/8" (15 mm)	3777	15	104,60\$
Sac à vider nouveaux-nés	1-3/8" x 7/8" (35 mm x 22 mm)	3778	15	125,50\$

Pédiatrique

- ▶ Champ protecteur SoftFlex sans ouverture de départ
- ▶ Sac ultra-clair
- ▶ **Filtre intégré: 3795 seulement**
- ▶ Revêtement ComfortWear - côté corps seulement
- ▶ Sans adhésif



À découper ✂

Choix de sac	Ouverture du champ (jusqu'à...)	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Sac à vider fermetoir Lock n' Roll	2" (51 mm)	7" (18 cm)	3795	10	69,72\$
	1-1/2" (38 mm)	6-1/2" (16 cm)	3796	10	66,23\$
Sac d'urostomie	1-1/2" (38 mm)	6-1/2" (16 cm)	3797	10	77,66\$

Système de stomie pédiatrique Pouchkins - Deux pièces

Champ protecteur pédiatrique

- ▶ Sans adhésif
- ▶ Champ protecteur SoftFlex sans ouverture de départ
- ▶ Collerette flottante
- ▶ Flexible



À découper ✂

Choix de collerette	Taille de collerette	Ouverture du champ (jusqu'à...)	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Champ protecteur New Image	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	3761 ■	5	43,60\$

Sacs pédiatriques

- ▶ Sac ultra-clair
- ▶ Anneaux pour ceinture de stomie
- ▶ Revêtement ComfortWear - côté corps seulement



Choix de sac	Filtre	Taille de collerette	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Sac à vider fermoir Lock n' Roll	Non	1-3/4" (44 mm)	6-1/2" (16 cm)	3799 ■	10	47,00\$
	AF300	1-3/4" (44 mm)	7" (18 cm)	18292 ■	20	130,13\$
Sac d'urostomie	Non	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	18402 ■	10	63,14\$
Ceinture pédiatrique Pouchkins		Longueur: 10" - 17" (25 - 43 cm)		3774	1	16,70\$

Infusé
de la science
de la santé de
la peau



Anneau protecteur Adapt CeraRing™

Un sceau de confiance fait de céramides

La technologie des anneaux protecteurs Adapt a été introduite il y a plus de 10 ans. Sa grande flexibilité et son adhérence améliore l'ajustement du champ protecteur tout en protégeant la peau, ce qui en fait l'un des produits favoris des infirmières stomathérapeutes.

L'innovation passe maintenant à un niveau supérieur avec le lancement de l'anneau protecteur Adapt CeraRing.

Infusé de céramides, un composant naturel de la peau, l'anneau protecteur Adapt CeraRing est conçu pour favoriser une peau péristomiale saine à laquelle vos patients ont droit. Cette nouvelle formulation protège la barrière naturelle d'hydratation de la peau et prévient la perte d'eau qui peut causer des dommages et la sécheresse.

Constatez-vous même l'impact des céramides: faites l'essai de l'anneau protecteur Adapt CeraRing dès aujourd'hui.




Soins de stomie Hollister. Le souci du détail.

Accessoires

Champs protecteurs CeraRing

Nouveau

Un sceau de confiance fait des céramides



- Les céramides sont un composant naturel de la peau humaine, constitués de molécules lipidiques cireuses
- Les céramides préviennent la perte d'eau qui peut causer des dommages et la sécheresse

Description	Grandeur/Quantité		No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
NOUVEAU! Anneaux protecteur Adapt CeraRing	Plat	2" (48 mm)	8805	10	88,30\$
	Mince	2" (48 mm) 2.30 mm	8815		
Bientôt disponibles! Anneaux protecteurs Adapt CeraRing convexes	Diamètre interne S'étire jusqu'à..	13/16" (20 mm) 1 (25 mm)	89520	10	81,84\$
	Diamètre interne S'étire jusqu'à..	1-3/16" (30 mm) 1-3/8 (35 mm)	89530		
	Diamètre interne S'étire jusqu'à..	1-9/16" (40 mm) 1-3/4" (45 mm)	89540		
Bientôt disponibles! Anneaux protecteurs Adapt CeraRing ovales convexes	Diamètre interne S'étire jusqu'à..	7/8" x 1-1/2" (22 x 38 mm) 1-1/8" x 1-3/4" (27 x 43 mm)	89601	10	81,84\$
	Diamètre interne S'étire jusqu'à..	1-3/16" x 1-7/8" (30 x 48 mm) 1-3/8" x 2-1/8" (35 x 53 mm)	89602		
	Diamètre interne S'étire jusqu'à..	1 -1/2" x 2-3/16" (38 x 56 mm) 1-3/4" x 2-3/8" (43 x 61 mm)	89603		

Accessoires

Nouveau



Description	Grandeur		No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
NOUVEAU! Rallonges de champ protecteur Adapt	Chaque rallonge de champ protecteur couvre une surface de 48 cm ²		79402	30	48,45\$
Anneaux plats Adapt de champ protecteur Flexlend M (Sans alcool)	Diamètre externe	mince (2.30 mm d'épaisseur) 2" (48 mm)	7815	10	79,10\$
		2" (48 mm)	7805		
		4" (102 mm)	7806		
Anneaux convexes Adapt de champ protecteur Flexlend (Sans alcool)	Diamètre interne S'étire jusqu'à...	13/16" (20 mm) 1" (25 mm)	79520	10	81,84\$
	Diamètre interne S'étire jusqu'à...	1-3/16" (30 mm) 1-3/8" (35 mm)	79530		
	Diamètre interne S'étire jusqu'à...	1-9/16" (40 mm) 1-3/4" (45 mm)	79540		
Anneaux ovales convexes Adapt de champ protecteur Flexlend (Sans alcool)	Diamètre interne S'étire jusqu'à...	7/8" x 1-1/2" (22 x 38 mm) 1-1/8" x 1-3/4" (27 x 43 mm)	79601	10	81,84\$
	Diamètre interne S'étire jusqu'à...	1-3/16" x 1-7/8" (30 x 48 mm) 1-3/8" x 2-1/8" (35 x 53 mm)	79602		
	Diamètre interne S'étire jusqu'à...	1-1/2" x 2-3/16" (38 x 56 mm) 1-3/4" x 2-3/8" (43 x 61 mm)	79603		
Déodorisant-lubrifiant Adapt	Bouteille	8 oz (236 ml)	78500	1	35,84\$
	Sachet	.27 oz (8 ml)	78501	50	46,11\$
Pâte Adapt	Tube	.5 oz (14 g)	79301	20	106,55\$
		2 oz (60 g)	79300	1	19,87\$
Languettes Adapt de champ protecteur Flexlend	Forme triangulaire Sans alcool	5-1/8" (13 cm)	79400	10	78,34\$
Poudre de stomie Adapt	Bouteille	1 oz (28 g)	7906	1	15,92\$
Pansement antimicrobien de stomie HydroferaBlue	Diamètre externe	2.5" (6 cm) de diamètre	HBRF2650	10	91,29\$

Accessoires Adhésifs et dissolvants



Description	Quantité	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Tampon dissolvant tout usage *avec formulation non-irritante à base de silicone et sans alcool	Aide à enlever l'adhésif et les résidus des champs protecteurs	50 sachets par carton	7760	12 cartons par boîte 26,69\$
Dissolvant pour adhésif médical Adapt en aérosol *avec formulation non-irritante à base de silicone et sans alcool	La technologie de pulvérisation sur 360° minimise le gaspillage et permet la pulvérisation de n'importe quel angle	1.7 fl oz (50 ml)	7737	1 32,52\$
Adhésif médical	Augmente l'adhérence des champs protecteurs et sacs collecteurs à la peau	3.2 oz (90 g) Vaporisateur sans CFC	7730	1 46,39\$

Protecteurs cutanés



Description	Quantité	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Tampon protecteur gelloderme Restore *avec formulation non-irritante à base de silicone et sans alcool	Forme une pellicule protectrice sous les adhésifs ou les champs protecteurs *Non recommandé sous un champ protecteur Flexextend	50 sachets par carton	7917	12 cartons par boîte 19,18\$
Crème revitalisante pour la peau Restore	Hydrate et apaise la peau desséchée et écaillée *Peux être utilisé sous les produits adhésifs	4 oz (118ml) Bouteille	517220	12 119,43\$

Accessoires Éliminateurs d'odeurs m9



Description	Grandeur	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Gouttes	1 oz (30 ml)	7715	12	111,32\$
	8 oz (240 ml)	7717	6	249,22\$
Vaporisateur non-parfumé	2 oz (60 ml)	7732	12	129,68\$
	8 oz (240 ml)	7733	6	169,89\$
Parfumé odeur de pomme	8 oz (240 ml)	7735	6	169,89\$

Accessoires pour sacs



Description	Grandeur/Quantité		No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Fermeture pour sac à vider - beige			8770	20	87,87\$
Ceinture de stomie beige	Médium	23" - 43" (58 - 109 cm)	7300	10	164,49\$
	Grande	34" - 65" (86 - 165 cm)	7299		
Filtre de rechange	5 paquets de 20 filtres et 2 bouchons <i>(no. de séries 366x, 383x, and 389x)</i>		7766	5 paquets	57,46\$
Adaptateur pour tube de drainage d'urostomie			7331	10	63,05\$

Karaya



Description	Quantité		No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Pâte Karaya	Tube	4.5 oz (128 g)	7910	12	255,08\$
Poudre Karaya	Bouteille	2.5 oz (71 g)	7905	12	249,68\$

Accessoires Produits pour l'irrigation



Description	Grandeur	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Trousse avec cône d'irrigation	Comprend: (1) drain irrigateur (1) cône avec connecteur (1) brosse de nettoyage	7721	1	64,08\$
Cône de rechange	Avec connecteur. Système de remplacement.	7723	10	300,95\$
Drain irrigateur	Avec tige-fermoir fixe et anneaux pour ceinture de stomie	2" (51 mm) 7728	20	69,26\$
		3" (76 mm) 7724		
Drain Irrigateur New Image	Collerette: 1-3/4" (44 mm)	Sac: 30" (76 cm) 18152	5	50,96\$
	Collerette: 2-1/4" (57 mm)	Sac: 30" (76 cm) 18153		
	Collerette: 2-3/4" (70 mm)	Sac: 30" (76 cm) 18154		
Lubrifiant pour stomie	Bouteille	4 oz. (118 ml) 7740	10	147,86\$

Support pour stomies en boucles



Description	Grandeur	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Stérile	3.5" (89 mm) longueur	7767	20	148,09\$

Champs protecteurs



Description	Grandeur	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Flexlend	Non-Stérile	4" x 4" (10 cm x 10 cm) 8800	5	50,68\$
		8" x 8" (20 cm x 20 cm) 8801	3	107,57\$
Premium	Non-Stérile	4" x 4" (10 cm x 10 cm) 7800	5	37,03\$
		8" x 8" (20 cm x 20 cm) 7801	3	78,75\$
HolliHesive	Non-Stérile	4" x 4" (10 cm x 10 cm) 7700	5	33,49\$
		8" x 8" (20 cm x 20 cm) 7701	3	75,18\$

Lexique de produits de stomie

Bordure avec adhésif: Une bande d'adhésif constitue la partie externe du champ protecteur, ce qui augmente l'adhésion et sécurise l'appareillage.

Bordure sans adhésif: Le champ protecteur ne comporte pas de bande adhésif.

Céramides: Les céramides sont un composant naturel de la peau humaine, constitués de molécules lipidiques cireuses

Champ protecteur: Partie de l'appareillage qui protège la peau et l'empêche d'entrer en contact avec l'écoulement. Exemples : Flexextend, FlexWear et SoftFlex.

Champ protecteur à découper: Utilisé lorsque la stomie n'est pas ronde. La stomie doit être mesurée là où elle est la plus large. Le champ protecteur choisi doit être suffisamment grand pour couvrir la surface de la stomie.

Champ protecteur avec technologie à fossettes: Certains champs protecteurs SoftFlex présentent des fossettes. Celles-ci permettent de réduire la surface de la peau venant en contact avec le champ protecteur.

Champ protecteur Ceraplus: Le champ protecteur synthétique le plus résistant aux écoulements infusé de céramides afin d'aider à protéger la barrière d'hydratation naturelle de la peau.

Champ protecteur convexe: Utilisé dans les situations où la stomie est à la surface de la peau. Le champ protecteur est conçu pour exercer une légère pression autour de la stomie.

Champ protecteur Flexextend: Le Flexextend est le champ protecteur synthétique le plus résistant aux écoulements.

Champ protecteur FlexWear: Le FlexWear est un champ protecteur synthétique qui est conçu pour être porté plus qu'un jour. Le champ FlexWear est plus résistant à la désintégration que le champ protecteur SoftFlex.

Champ protecteur Karaya: Le Karaya est un protecteur fait de composants naturels. Il est idéal pour les peaux sensibles ou celles qui ont une réaction aux produits synthétiques.

Champ protecteur plat: Utilisé pour les situations où la stomie est saillante (supérieure à la surface de la peau).

Champ protecteur précoupé: Utilisé lorsque la stomie est ronde. Le champ protecteur choisi doit être adapté à la taille de la stomie.

Champ protecteur SoftFlex: Le SoftFlex est un champ protecteur synthétique qui adhère légèrement à la peau. Il est conçu pour réduire les blessures à la peau lors des retraits fréquents et peut être changé quotidiennement.

Collerette: L'anneau de plastique incorporé dans un système deux pièces, utilisé pour assembler le sac collecteur au champ protecteur.

Collerette flottante: Mécanisme permettant de glisser vos doigts sous la collerette pour supporter l'assemblage lorsque vous attachez le sac au champ protecteur.

Colostomie: Une stomie (ouverture chirurgicale) créée à partir du côlon, une partie du gros intestin.

Convexité souple: La convexité souple, disponible dans notre gamme de produits une pièce Premier, offre les avantages de la convexité tout en assurant une plus grande souplesse et flexibilité. La convexité souple permet un ajustement optimal en appliquant une légère pression autour de la stomie rétractée ou se trouvant à égalité de la peau. La convexité souple s'ajuste efficacement aux contours corporels irréguliers.

Durée de port: Période de temps pendant laquelle l'appareillage peut être porté avant de subir une fuite. La durée de port varie grandement selon plusieurs facteurs.

Filtre AF300: Le filtre Hollister AF300 intégré au sac de stomie est disponible sur certains sacs à vider et fermés. La dénomination "AF" représente la technologie de la sortie d'air et "300" désigne la surface de sortie d'air, ce qui permet la sortie des gaz tout en retenant leur odeur.

Lexique de produits de stomie

Filtre: Dispositif qui laisse échapper les gaz, mais non les odeurs.

FormaFlex: Une barrière cutanée ajustable qui ne requiert aucun découpage et qui permet d'appareiller des stomies de différentes formes et grandeurs. FormaFlex est une barrière flexible procurant une bonne adhérence et résistance à l'érosion dû aux écoulements de la stomie.

Iléostomie: Une stomie (ouverture chirurgicale) créée à partir du petit intestin.

Infirmier(e) Stomothérapeute: Infirmier(e) spécialisé(e) au niveau des soins et de l'enseignement auprès des personnes stomisées.

Irrigation: Procédure faite dans le but de contrôler l'évacuation des selles. Requiert des habiletés particulières et un matériel spécialisé.

Lock n' Roll: Système breveté pour fermer le bas des sacs à vider. Conçu avec des fermetures plastiques qui s'enclenchent pour créer une fermeture sécuritaire et étanche. Incorporé à certains sacs à vider New Image, Premier et Pouchkins.

Pellicule plastique à l'épreuve des odeurs: La pellicule à l'épreuve des odeurs empêche celles-ci de traverser le sac collecteur. Cette caractéristique rehausse la confiance lors du port d'un sac de stomie.

Pellicule plastique silencieuse: Sac conçu pour procurer une plus grande discrétion en diminuant les bruits lorsqu'il est porté normalement sur le corps.

QuietWear: La pellicule et le revêtement de sac sont laminés de façon à éliminer les bruits dérangeants.

Résistance à l'érosion de la barrière cutanée: Capacité d'une barrière cutanée de résister à sa détérioration lorsqu'elle est en contact avec les écoulements de la stomie.

Revêtement de sac ComfortWear: Doublure qui recouvre la pellicule plastique du sac pour procurer plus de confort et de discrétion. Ce revêtement peut être sur un ou les deux côtés du sac.

Sac à vider: Sac avec ouverture au bas. Un fermoir est utilisé afin de garder le sac fermé jusqu'à ce qu'il soit temps de le vider.

Sac fermé: Sac sans ouverture ni fermoir. Discret, doit être changé après chaque utilisation.

Sac pour urostomie: Sac comportant une valve de drainage afin que l'urine puisse être évacuée rapidement et facilement.

Stomie: Ouverture chirurgicale au niveau de l'abdomen permettant l'écoulement de matières fécales ou urinaires. Une stomie en santé est de couleur rouge, est humide et n'a pas de sensibilité.

Urostomie: Une stomie (ouverture chirurgicale) créée afin d'évacuer l'urine.

Hydrofera Blue READY.

Soyez prêts.



Voici le pansement mousse **Hydrofera Blue READY**

- Offre une activité antibactérienne à large spectre
- Aucune préhumidification n'est requise
- Un pansement secondaire n'est pas nécessaire
- Durée d'utilisation jusqu'à 7 jours
- Non cytotoxique

Pour plus d'information, contactez votre représentant Hollister.
1-800-236-7400 • www.hollister.com

Hydrofera**BLUE**
■■■■

 **Hollister.**

SOINS DE PLAIES ET DE LA PEAU



Problèmes complexes de soins de plaies et de la peau.
Hollister. Solutions novatrices.

Pansements antibactériennes HydroferaBLUE

**Bientôt disponible
avec bordure en
silicone**



CLASSIC

Mousse d'alcool polyvinylique (APV)



READY

Mousse de polyuréthane (PU)

- ▶ Hydrofera Blue est un pansement unique composé d'une mousse hautement absorbante, qui permet de contrôler l'exsudat et la charge bactérienne
- ▶ Le bleu de méthylène et le violet de gentiane offrent une activité antibactérienne à large spectre (efficace contre les bactéries gram positives et négatives ainsi que les agents fongiques)
- ▶ Se lie au endotoxines qui aident au confort de votre patient
- ▶ Absorption et force de résistance à la rupture remarquables (CLASSIC)
- ▶ Se conforme aux plaies profondes et superficielles
- ▶ Favorise le débridement de façon sécuritaire et sans douleur
- ▶ Non cytotoxique

Pansements CLASSIC

Dimensions	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
2" x 2" (5 cm x 5 cm)	HB2214	10	70,04\$
4" x 4" (10,2 cm x 10,2 cm)	HB4414	10	104,08\$
6" x 6" (15,2 cm x 15,2 cm)	HB6614	10	212,72\$
Pansement de tunnellation 9 mm (1,2 gm)	HBT0906	10 paires	117,70\$
Pansement antimicrobien de stomie 2,5" (6,4 cm) de diamètre	HBRF2650	10	91,29\$

Pansements pour drainage élevé

Dimensions	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
4" x 4" x .5" d'épaisseur (10,2 cm x 10,2 cm x 1,27 cm)	HBHD4450	5	124,12\$
6" x 6" x .75" d'épaisseur (15,2 cm x 15,2 cm x 1,9 cm)	HBHD6675	5	201,00\$

Pansements READY

Dimensions	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
2,5" x 2,5" (6,4 cm x 6,4 cm)	HBRS2520	10	92,74\$
4" x 5" (10,2 cm x 12,7 cm)	HBRS4520	10	118,11\$
8" x 8" (20,3 cm x 20,3 cm)	HBRS8820	10	322,16\$

Pansements interfaces

Restore interface FLEX avec



- ▶ Technologie TRIACT (lipido-colloïde)
 - Permet le retrait du pansement sans traumatisme et presque sans douleur
 - Réduit le traumatisme pour les tissus délicats
 - Maintient une interface pansement humide
- ▶ Mailles non-occlusives permettant de transférer l'exsudat au pansement secondaire
- ▶ Flexibilité accrue pour accomoder differents types de plaies
- ▶ Indications:
 - Plaies avec granulation ou avec peau fragile ou abimée, ulcères aux membres inférieurs, plaies traumatiques, plaies de pression, déchirures cutanées, plaies de nature cancéreuse, brûlures, ulcères de pied diabétique, en association avec le système de traitement des plaies par pression négative



Dimensions	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
2" x 2" (5 cm x 5 cm)	506487	10	57,12\$
4" x 5" (10 cm x 12.5 cm)	506488	10	106,69\$
6" x 8" (15 cm x 20 cm)	506489	10	217,39\$

Restore interface avec Argent et



- ▶ Offre une activité antimicrobienne d'ions d'argent combinée à la technologie Triact
 - Permet le retrait du pansement sans traumatisme et presque sans douleur
 - Réduit le traumatisme pour les tissus délicats
 - Maintient une interface pansement humide
- ▶ Activité antimicrobienne soutenue pendant 7 jours
- ▶ Indications:
 - Toutes les plaies aiguës et chroniques avec retard de cicatrisation ou des signes de colonisation critique, de l'augmentation du fardeau bacteriel ou d'une infection localisée

Dimensions	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
4" x 5" (10 cm x 12.5 cm)	509341	10	170,70\$
6" x 8" (15 cm x 20 cm)	509342	10	347,83\$

NOUVEAU!

Pansement mousse TRIACT avec bordure en silicone

La peau autour de la plaie mérite le silicone.
La plaie mérite ce qu'il y a de mieux.



Le pansement mousse TRIACT est le seul pansement mousse offrant une bordure en silicone combinée à une matrice non-adhérente TRIACT.

- La technologie TRIACT aide à créer une interface de guérison humide pour la plaie
- La technologie TRIACT aide à prévenir les dommages aux tissus nouvellement formés lors du retrait du pansement
- La bordure en silicone offre un retrait pratiquement sans douleur



 **Hollister**
Hollister Limited
95 Mary Street
Aurora, ON L4G 1G3
www.hollister.com

Le logo Hollister, Triact et "La plaie mérite ce qu'il y a de mieux" sont des marques déposées de Hollister Incorporated.

Pansements mousses TRIACT mousse avec bordure en silicone



NOUVEAU!



sacrum

- ▶ La technologie TRIACT aide à créer une interface de guérison humide pour la plaie
- ▶ La technologie TRIACT aide à prévenir les dommages aux tissus nouvellement formés lors du retrait du pansement
- ▶ La bordure en silicone offre un retrait pratiquement sans douleur
- ▶ Revêtement imperméable et résistant aux bactéries
- ▶ Flexible et confortable
- ▶ Se conforme aux contours de la plaie
- ▶ Indications:
 - plaies aiguës avec exsudat modéré à élevé (brûlures, déchirures cutanée, plaies traumatiques, plaies postopératoires...) et plaies chroniques (ulcères artériels, plaies de pression et ulcères du pied diabétique)
 - le pansement sacrum est recommandé pour les plaies exsudatives qui sont dans le région du sacrum

Avec bordure en silicone

Description	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
4 po x 4 po (10 cm x 10 cm)	550762	10	67,58\$
6 po x 6 po (15 cm x 15 cm)	550763	10	126,20\$
6 po x 8 po (15 cm x 20 cm)	550764	10	163,02\$
8 po x 8 po (20 cm x 20 cm) sacrum	550765	10	206,72\$

Pansements mousses hydrocellulaire

Restore mousse avec

- ▶ Mousse souple avec une bonne évacuation verticale et technologie TRIACT
 - Permet le retrait du pansement sans traumatisme et presque sans douleur
 - Réduit le traumatisme pour les tissus délicats
 - Maintient une interface pansement humide
- ▶ Indications:
 - Ulcères des membres inférieurs, plaies de pression, plaies traumatiques, plaies chirurgicales
 - Idéal pour utilisation sous compression



Sans adhésif

Dimensions	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
2 1/2" x 2 1/2" (6 cm x 6 cm)	509380	10	41,33\$
4" x 4" (10 cm x 10 cm)	509381	10	58,86\$
6" x 6" (15 cm x 15 cm)	509382	10	124,13\$
Talon 5" x 8" (12 cm x 19 cm)	509384	10	136,53\$

Pansements mousses

Restore mousse avec Argent et



- ▶ Offre une activité antimicrobienne d'ions d'argent combinée à la technologie TRIACT
 - Permet le retrait du pansement sans traumatisme et presque sans douleur
 - Réduit le traumatisme pour les tissus délicats
 - Maintient une interface pansement humide
- ▶ Souplesse et conformité supérieure
- ▶ Indications:
 - Plaies exsudatives avec des signes de colonisation critique et ou guérison retardée
 - Efficace sous compression

Sans adhésif

Dimensions	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
4" x 4" (10 cm x 10 cm)	509345	10	138,78\$
6" x 8" (15 cm x 20 cm)	509346	10	378,22\$

Restore mousse LITE avec



- ▶ Mousse souple à profil bas avec une bonne évacuation verticale et technologie TRIACT
 - Permet le retrait du pansement sans traumatisme et presque sans douleur
 - Réduit le traumatisme pour les tissus délicats
 - Maintient une interface pansement humide
- ▶ S'adapte facilement sur des surfaces lésées
- ▶ Indications:
 - Ulcères des membres inférieurs, plaies de pression, plaies traumatiques, plaies chirurgicales

Sans adhésif

Dimensions	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
2 1/2" x 2 1/2" (6 cm x 6 cm)	509393	10	37,20\$
4" x 5" (10 cm x 12.5 cm)	509394	10	52,98\$
6" x 6" (15 cm x 15 cm)	509395	10	111,71\$
6" x 8" (15 cm x 20 cm)	509396	10	148,95\$

Pansements d'alginate de calcium

CalciCare alginate de calcium, avec Argent

NOUVEAU!



- ▶ Une nouvelle couche de renforcement offre une meilleure résistance à l'état humide et offre la confiance que le pansement sera retiré en une seule pièce
- ▶ Excellente capacité d'absorption
- ▶ Efficace contre un large spectre de micro-organismes pour la durée de port recommandée (jusqu'à 14 jours)
- ▶ Réduction des odeurs
- ▶ Indications:
 - plaies exsudatives avec des signes de colonisation critique ou de guérison retardée, de l'augmentation du fardeau bactérien ou d'une infection localisée
 - plaies de pression exsudatives, ulcères aux membres inférieurs, sites donneurs, plaies chirurgicales, plaies traumatiques
 - peut exercer une activité hémostatique sur des plaies superficielles avec saignements mineurs

Description	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
2 po x 2 po (5 cm x 5 cm)	529967R	10	68,67\$
4 po x 4,75 po (10,2 cm x 12 cm)	529968R	10	148,89\$
1 po x 18 po (2,5 cm x 46 cm)	529969R	5	80,45\$

CalciCare alginate de calcium

NOUVEAU!



- ▶ Une nouvelle couche de renforcement offre une meilleure résistance à l'état humide et offre la confiance que le pansement sera retiré en une seule pièce
- ▶ Excellente capacité d'absorption
- ▶ Indications:
 - plaies de pression exsudatives, ulcères aux membres inférieurs, sites donneurs, plaies chirurgicales, plaies traumatiques
 - contrôle les saignements mineurs sur les plaies superficielles

Description	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
2 po x 2 po (5 cm x 5 cm)	529938R	10	37,18\$
4 po x 4,75 po (10,2 cm x 12 cm)	529937R	10	100,34\$
4 po x 8 po (10,2 cm x 20.3 cm)	529939R	5	72,91\$
1 po x 18 po (2,5 cm x 46 cm)	529940R	5	66,13\$

Pansements hydrogel

Restore hydrogel



- ▶ Solution douce, pour une application rafraîchissante
- ▶ Peut être porté jusqu'à 72 heures
- ▶ Indications:
 - plaies de pression nécessitant un débridement autolytique
 - plaies membres inférieurs, déchirures cutanées, brûlures, coupures et abrasions

Dimensions	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Tube, 3 oz (89 ml), Non-stérile	529974	12	311,80\$
Gaze imprégnée , 4" x 4" (10 cm x 10 cm)	529972	15	210,50\$

Pansements hydrocolloïdes

Restore hydrocolloïde



- ▶ Souples et de formes variables
- ▶ Avec ou sans bordures amincies
- ▶ Guide de mesure de plaies jetable inclus
- ▶ Indications:
 - plaies avec exsudat léger à modéré

Description	Dimensions		No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Bordures amincies	4" x 4"	(10 cm x 10 cm)	519956	5	44,56\$
	6" x 6"	(15 cm x 15 cm)	519963	5	82,54\$
	6" x 8"	(15 cm x 20 cm)	519957	3	65,32\$
	8" x 8"	(20 cm x 20 cm)	519958	3	98,83\$
	triangulaire - 17 po ² (110 cm ²)		519959	5	44,56\$
	triangulaire - 26.5 po ² (170 cm ²)		519965	5	95,00\$
Sans bordure	4" x 4"	(10 cm x 10 cm)	519953	5	44,56\$
	6" x 8"	(15 cm x 20 cm)	519954	3	65,32\$
	8" x 8"	(20 cm x 20 cm)	519955	3	98,83\$

Restore - hydrocolloïde extra-minces



- ▶ Plus mince et plus flexible
- ▶ Protège la peau contre les frottements
- ▶ Guide de mesure de plaies jetable inclus
- ▶ Indications:
 - plaies superficielles avec exsudat léger

Dimensions	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
4" x 4" (10 cm x 10 cm)	519921	5	29,05\$
6" x 8" (15 cm x 20 cm)	519923	3	42,38\$
8" x 8" (20 cm x 20 cm)	519925	3	56,44\$

Nettoyant de plaies

Restore



- ▶ Doux surfactant permettant de retirer les débris de la plaie sans traumatisme
- ▶ Sans agent antiseptique ou antimicrobien
- ▶ Bouteille avec jet vaporisateur
- ▶ Le double embout pulvérisateur permet une irrigation de la plaie à basse ou à haute pression

Dimensions	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
8 oz (236 ml)	529975	12	172,48\$
12 oz (355 ml)	529976	12	247,60\$

Saviez-vous que...?

Le nettoyage d'une plaie lors de chaque changement de pansement peut soutenir le processus de guérison.

- Aide à préparer le lit de la plaie
- Enlève les débris, les bactéries
- Favorise le tissu de granulation

Sacs collecteurs de plaies



- ▶ Pour le traitement des plaies exsudatives, des fistules ou plaies avec drains
- ▶ Disponible avec ou sans barrière cutanée FlexWear
- ▶ Stérile et non-stérile
- ▶ Pellicule anti-odeurs
- ▶ Fenêtre d'accès
- ▶ Sans ouverture de départ

Avec champ protecteur - stérile

Taille	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
3" (7.6 cm)	9701	5	107,48\$
3-3/4" (9.5 cm)	9702	5	116,32\$
4" x 8" (10 cm x 20 cm)	9703	3	175,21\$

Avec champ protecteur - non-stérile

Taille	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
3" (7.6 cm)	9773	10	219,17\$
3-3/4" (9.5 cm)	9776	10	236,61\$
4" x 8" (10 cm x 20 cm)	9778	3	177,68\$

Avec adhésif microporeux - stérile

Taille	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
3" (7.6 cm)	9772	10	158,07\$
3-3/4" (9.5 cm)	9775	10	166,91\$
4" x 8" (10 cm x 20 cm)	9777	3	114,92\$

Port d'accès universel Stérile



Description	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Un perce membrane utilisé pour introduire le port d'accès à travers un sac	9779	8	244,31\$

Nettoyant et hydratant Restore



- ▶ Solution 3 en 1 - sans rinçage. Nettoie, hydrate et protège
- ▶ Protège efficacement la peau contre l'irritation causée par les écoulements urinaires et/ou fécaux
- ▶ Le diméthicone forme une couche protectrice permettant une meilleure oxygénation de la peau
- ▶ pH équilibré
- ▶ Peut être utilisé sous les culottes d'incontinence

Description	Quantité	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Bouteille	11.5 oz (340 ml)	529988	12	201,05\$

Crème revitalisante pour la peau Restore



- ▶ Hydrate et apaise la peau desséchée et irritée
- ▶ Peut être utilisé sous les produits adhésifs, n'affectera pas les propriétés adhésives des champs protecteurs.

Description	Quantité	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Bouteille	4 oz (118ml)	517220	12	119,43\$

Crème DimethiCreme Restore



- ▶ Le diméthicone forme une couche protectrice hydratante permettant une meilleure oxygénation de la peau
- ▶ Hydrate et protège la peau contre l'urine et les selles
- ▶ Peut être utilisé sous les culottes d'incontinence
- ▶ Ne pas utiliser sous les produits adhésifs

Description	Quantité	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Tube	4 oz (118ml)	529989	12	256,24\$

Soins de la peau

Lexique de produits de soins de plaies

Abrasion: L'enlèvement de la peau superficielle suite à un frottement ou un traumatisme.

Abcès: Accumulation de pus et de tissus nécrosés suite à une infection.

Alginate: Pansement hautement absorbant fait à base d'algues marines.

Berges: Espaces entourant la plaie.

Cellulite: Inflammation des tissus mous indiquant une infection locale; caractérisée par une rougeur, de l'oedème et une induration

Cisaillement: Frottement au niveau de la peau qui entraîne des lésions mal connues au niveau des capillaires sanguins, pouvant mener à une ischémie.

Collagène: Protéine principale de la peau et des tissus conjonctifs.

Couches cutanées:

L'épiderme, la couche la plus superficielle, est non vascularisé et d'épaisseur variable (en moyenne, l'épaisseur d'une pellicule plastique). De nature plutôt sec, ses cellules se régénèrent à tous les 4 à 6 semaines.

Le derme est situé sous l'épiderme. Il procure de la force et un support structural via un tissu conjonctif vascularisé, des vaisseaux sanguins, des nerfs et des poils. Les glandes sébacées et sudoripares originent de cette couche, qui est plus épaisse que l'épiderme.

Sous le derme se trouve le tissu sous-cutané, qui est composé des vaisseaux sanguins majeurs, des vaisseaux lymphatiques et de graisse. Cette couche procure une isolation et un support nutritif à la peau. Sous le tissu sous-cutané se trouve les muscles, les tendons et les os. L'épaisseur du tissu cutané varie de personne en personne.

Débridement: Enlèvement des tissus nécrosés d'une plaie.

Déhiscence: Ouverture ou rupture anormale d'une plaie.

Dénudée: Retrait ou perte de la couche superficielle de la peau.

Epiderme: Couche la plus superficielle de la peau.

Erythème: Rougeur diffuse de la peau.

Escarre: Lésion cutanée d'origine ischémique, non viable et colonisée de bactéries.

Excoriation: Perte des couches superficielles de la peau.

Exsudat: Liquide s'écoulant d'une plaie.

Fibrine: Tissu nécrotique, généralement de couleurs jaunâtre, grisâtre, verdâtre ou brunâtre.

Friction: Frottement pouvant causer des traumatismes à la peau.

Granulation: Formation de tissus conjonctifs et de la vascularisation dans une plaie profonde.

Hydrogel: Gels à base d'eau et de glycérine. Peut être sous forme de mèche ou de pansement. Aide à maintenir un milieu humide et peut absorber une légère quantité d'exsudat.

Hydrophile: Qui aime l'eau, l'humidité.

Infection: Développement de germes pathogènes en quantité suffisante pour contrer les défenses de l'organisme.

Macération: Ramollissement de la peau par contact avec l'humidité.

Lexique de produits de soins de plaies

Marge de la plaie: Contour de la plaie.

Nécrose: Mort cellulaire d'un tissu.

Oedème: Enflure.

Pansement hydrocolloïde: Catégorie de pansements composés de gélatine, pectine et de carboxyméthylcellulose qui procure un milieu humide à la plaie et adhère à la peau autour de la plaie.

Plaie: Bris de l'intégrité de la peau; blessure au corps causant une rupture au niveau de la continuité normale de la structure corporelle.

Plaie partiellement profonde: Plaie qui s'étend jusqu'à l'épiderme et pouvant se rendre jusqu'au derme. Ces plaies guérissent par réépithélialisation.

Plaie profonde: Destruction des tissus au-delà du derme se rendant aux tissus sous-cutanés et parfois jusqu'aux muscles et les os.

Pus: Liquide produit par la réaction inflammatoire d'une infection. Il est composé de leucocytes, bactéries et de débris cellulaires.

Sinus pilonidal: Région vide partant de la base de la plaie et pouvant se diriger vers différentes directions, causant ainsi un espace mort pouvant mener en un abcès.

Sous minage: Pourtour de la plaie ayant perdu les tissus sous-cutanés soutenant normalement la peau intacte.

Stades des plaies de pression*:

Lésion des tissus profonds suspectée (LTPS):

Peau sans bris (intacte) qui présente une zone bien définie de décoloration violacée ou marron, ou une phlyctène sanguine causée par des dommages aux tissus mous sous-jacents provoqués par la pression et le cisaillement. Cette lésion peut être précédée d'une région tissulaire douloureuse, ferme, de consistance gélatineuse, oedématisée, plus chaude ou plus froide que les tissus adjacents.

Description additionnelle: Une telle lésion peut être difficile à déceler chez les personnes de pigmentation foncée. L'apparition d'une phlyctène mince sur une zone foncée du lit de la plaie signale que la lésion progresse; tout comme elle peut se détériorer par la suite en se couvrant d'une mince escarre. Son évolution peut être rapide et affecter des couches tissulaires additionnelles malgré un traitement optimal.

Stade I:

Peau sans bris (intacte) qui présente une zone bien définie d'érythème qui ne blanchit pas à la pression du doigt, habituellement située sur une proéminence osseuse. Chez les personnes de pigmentation foncée, il est parfois impossible de vérifier si la zone affectée blanchit ou non à la pression; sa coloration peut être différente de la peau environnante.

Description additionnelle: Comparée aux tissus adjacents, cette région peut être douloureuse, ferme ou molle, plus chaude ou plus froide. Une telle lésion peut être difficile à déceler chez les personnes de pigmentation foncée. Elle peut également signaler qu'il s'agit d'une personne à risque.

Stade II:

Perte tissulaire partielle du derme qui a l'aspect d'un ulcère superficiel dont le lit de la plaie est rouge rosé, sans tissu nécrotique humide. La lésion peut également avoir l'aspect d'une phlyctène séreuse, intacte ou ouverte et fissurée.

Description additionnelle: Cette plaie peut aussi avoir l'aspect d'un ulcère superficiel sec ou luisant, mais sans tissus nécrotiques humides ni ecchymose. Ce stade ne devrait pas être utilisé pour décrire des déchirures cutanées, des brûlures de diachylon, des dermatites périnéales, de la macération ou des excoriations.*

**Une zone d'ecchymose laisse suspecter une lésion des tissus profonds.*

Lexique pour produits de soins de plaies

Stade III: Perte tissulaire complète. Le tissu sous-cutané peut être visible, mais non les os, les tendons et les muscles. Des tissus sous-cutanés peuvent être présents, sans empêcher d'évaluer la profondeur de la perte tissulaire. Cette plaie peut comporter des sinus ou des espaces sous-jacents.

Description additionnelle: La profondeur de cette plaie varie selon la région anatomique. La cloison nasale, les oreilles, l'occiput et les malléoles ne comportent pas de tissus sous-cutanés; les plaies de stade IV situées dans ces régions peuvent être superficielles. Par contre, dans les régions où la couche de tissu adipeux est très importante, ces plaies peuvent être extrêmement profondes. Les os et les tendons ne sont pas visibles ni directement palpables.

Stade IV: Perte tissulaire complète qui expose les os, les tendons ou les muscles. Des tissus nécrotiques humides ou des escarres peuvent être présents dans certaines parties du lit de la plaie. Ces ulcères comportent souvent des sinus ou des espaces sous-jacents.

Description additionnelle: La profondeur de cette plaie varie selon la région anatomique. La cloison nasale, les oreilles, l'occiput et les malléoles ne comportent pas de tissus sous-cutanés; les plaies de stade IV situées dans ces régions peuvent être superficielles. Ces plaies peuvent atteindre les muscles et les structures profondes (p.ex.fascia, tendons ou capsules articulaires) et causer une ostéomyélite. Les os et les tendons sont visibles ou directement palpables.

Indéterminé X*: Perte tissulaire complète dont la base est recouverte de tissus nécrotiques humides (jaunes, beiges, gris, verts ou bruns) ou d'une escarre (beige, brune ou noire) dans le lit de la plaie.

Description additionnelle: La vraie profondeur de la plaie, donc le stade, ne peut être déterminé tant que les tissus nécrotiques humides ou l'escarre ne sont pas suffisamment débridés pour permettre de visualiser la base de la plaie. Une escarre stable sur les talons (sèche, adhérence, intacte sans érythème ni fluctuation liquidienne) constitue une couche de protection naturelle (biologique) et ne devrait pas être enlevée.

** L'appellation << stade X >> est couramment utilisée dans les milieux cliniques pour nommer le stade indéterminé.*

**Pressure Ulcer Stages as revised and copyrighted by National Pressure Ulcer Advisory Panel, Feb., 2007
(Traduction: Les soins de plaies au coeur du savoir infirmier par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec., p181)*

Ulcère: Perte de l'épiderme/derme et de muqueuses avec les marges bien définies.

Types d'ulcères :

Plaie de pression:

Blessure se formant au niveau de la peau ou des tissus sous-cutanés, généralement au niveau des protubérances osseuses. De nombreux facteurs prédisposants sont associés aux plaies de pression et leur implication demeure encore indéterminée.

Ulcère veineux:

Ulcère le plus fréquent des membres inférieurs chez les personnes ambulantes. Ils peuvent être provoqués par un dommage des veines ou par une insuffisance veineuse pouvant mener à une hypertension veineuse. Il en résulte un œdème des membres inférieurs et une perte fibrinogène et de composantes sanguines au niveau des tissus. Un traumatisme ou une pression accrue à ce niveau résulte en une ulcération.

Ulcère artériel:

Résulte d'une insuffisance aiguë ou chronique des membres inférieurs. La cause la plus fréquente est l'athérosclérose. Ce type d'ulcère peut se produire seul ou en combinaison avec le diabète, une stase veineuse ou plusieurs autres facteurs. Une approche multidisciplinaire et une intervention rapide est primordiale afin d'éviter des complications plus sérieuses.

Ulcère du pied diabétique (ulcère neuropathique):

Peut toucher les patients diabétiques, les blessés médullaires ou toute autre condition pouvant provoquer une perte de sensibilité des membres inférieurs. L'ulcère du pied diabétique est souvent causé par une neuropathie périphérique et un problème vasculaire périphérique. Une approche multidisciplinaire et une intervention rapide sont primordiales afin d'éviter des complications plus sérieuses.

NOTE:

Tous les produits de soins de plaies Hollister sont stériles, sauf si une autre mention est indiquée.

SOINS D'INCONTINENCE



Chaque personne est au centre de
ce que nous faisons

NOUVEAU!
**Cathéters avec gaine
et embout protecteur
Hollister**



VaPro

Cathéter intermittent sans contact

Simple. Propre. Indépendance.

Capuchon

garde l'embout protecteur propre et le protège une fois que l'emballage est ouvert



Embout protecteur

évite le contact du cathéter avec les bactéries se trouvant dans les 15 premiers millimètres de l'urètre distal



Gaine protectrice

facilite la manipulation tout en gardant les bactéries à distance

Bande de vapeur active

(à l'intérieur de l'emballage d'aluminium)



Emballage facile à ouvrir

grands orifices pour les doigts avec bande déchirable pour faciliter l'ouverture

Languette auto-adhésive

permet de fixer l'emballage à une surface solide

Insertion et retrait en toute simplicité

- Prêt à l'emploi grâce à la technologie vaprophile
- Lubrifié uniformément pour faciliter l'insertion
- Facilite l'insertion et le retrait grâce à des œillets ultra-doux

Sans contact

- Le cathéter peut être saisi à n'importe quel endroit de la gaine protectrice
- L'embout protecteur permet de protéger la stérilité du cathéter, des bactéries se trouvant dans les 15 premiers millimètres de l'urètre distal, lors de l'insertion



95 Mary Street,
Aurora, ON L4G 1G3

**Pour plus d'information ou pour
des échantillons gratuits, veuillez
téléphoner au 1 800 263-7400.**

Soins d'incontinence
Les gens d'abord

Cathéters intermittents sans contact VaPro



- ▶ Prêt à l'emploi grâce à la technologie vaprophile
- ▶ Gaine protectrice facilite la manipulation tout en gardant les bactéries à distance
- ▶ Réservoir de gel permet de contrôler la lubrification du cathéter
- ▶ Embout protecteur évite le contact du cathéter avec les bactéries se trouvant les 15 premiers millimètres de l'urètre distal
- ▶ Oeillets ultra-doux aident pour une insertion et un retrait en douceur

Description	Longueur	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
12 Fr régulier	12" (30.5 cm)	72124	30	138,00\$
14 Fr régulier	8" (20 cm)	72142	30	138,00\$
14 Fr régulier	16" (40 cm)	72144	30	138,00\$
16 Fr régulier	16" (40 cm)	72164	30	138,00\$
12 Fr coudé	16" (40 cm)	73124	30	249,00\$
14 Fr coudé	16" (40 cm)	73144	30	249,00\$
16 Fr coudé	16" (40 cm)	73164	30	249,00\$

VaPro

**Soins
d'incontinence**

VaPro Pocket et Plus Pocket

**Vous n'avez pas à compromettre
la protection pour obtenir
plus de discrétion**



Parfois moins est plus

Cathéters intermittent sans contact VaPro Pocket



- ▶ Cathéter hydrophile prêt à l'emploi, grâce à la technologie vaprophile, offrant une lubrification uniforme pour faciliter l'insertion
- ▶ Gaine de manipulation sans contact aide à manipuler librement le cathéter
- ▶ Le capuchon garde l'embout protecteur propre jusqu'à son utilisation
- ▶ Embout protecteur évite le contact du cathéter avec les bactéries se trouvant les 15 premiers millimètres de l'urètre distal
- ▶ Grand orifice avec bande déchirable facilitant l'ouverture
- ▶ Oeillettes ultra-doux pour une insertion et un retrait en douceur
- ▶ Format facile à transporter pouvant s'insérer discrètement dans une poche de manteau ou dans un sac à dos

Description	Longueur	No. de produit	Quantité par boîte
12 Fr régulier	16" (40 cm)	70124	30
14 Fr régulier	16" (40 cm)	70144	30
16 Fr régulier	16" (40 cm)	70164	30
12 Fr régulier	8" (20 cm)	70122	30
14 Fr régulier	8" (20 cm)	70142	30

VaPro Plus Pocket



- ▶ Les mêmes caractéristiques que VaPro Pocket avec la fonction supplémentaire d'un sac collecteur intégré dans un format de poche

Description	Longueur	No. de produit	Quantité par boîte
12 Fr régulier	16" (40 cm)	71124	30
14 Fr régulier	16" (40 cm)	71144	30
16 Fr régulier	16" (40 cm)	71164	30
12 Fr régulier	8" (20 cm)	71122	30
14 Fr régulier	8" (20 cm)	71142	30

Cathéters Intermittents

Systèmes fermés Advance Plus



- ▶ Embout unique
- ▶ Sac collecteur 1500 ml
- ▶ Sans latex
- ▶ Réservoir de lubrifiant
- ▶ Oeilllets ultra-doux

	Description	Longueur	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
6 Fr	régulier	16" (40 cm)	94064IC	100	739,50\$
8 Fr	régulier	16" (40 cm)	94084IC		
10 Fr	régulier	16" (40 cm)	94104IC		
12 Fr	régulier	16" (40 cm)	94124IC		
	coudé	16" (40 cm)	95124IC		
14 Fr	régulier	16" (40 cm)	94144IC		
	coudé	16" (40 cm)	95144IC		
16 Fr	régulier	16" (40 cm)	94164IC		
	coudé	16" (40 cm)	95164IC		
18 Fr	régulier	16" (40 cm)	94184IC		

Trousses de systèmes fermés Advance Plus



- ▶ Stériles
- ▶ Sans latex
- ▶ Trousse contient:
 - Système fermé Advance Plus
 - Gants
 - Tampons antiseptiques de chlorure de benzalkonium
 - Coussinet imperméable

	Description	Longueur	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
6 Fr	régulier	16" (40 cm)	96064IC	100	810,90\$
8 Fr	régulier	16" (40 cm)	96084IC		
10 Fr	régulier	16" (40 cm)	96104IC		
12 Fr	régulier	16" (40 cm)	96124IC		
	coudé	16" (40 cm)	97124		
14 Fr	régulier	16" (40 cm)	96144IC		
	coudé	16" (40 cm)	97144		
16 Fr	régulier	16" (40 cm)	96164IC		
	coudé	16" (40 cm)	97164		
18 Fr	régulier	16" (40 cm)	96184IC		

Advance Plus

Soins
d'incontinence

Cathéters Intermittents

Apogee




- ▶ Oeillets ultra-doux
- ▶ Cathéters clairs, sans latex
- ▶ Conçus pour augmenter le confort
- ▶ Chlorure de polyvinyle (CPV) de grade médical

	Description	Longueur	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
6 Fr	régulier	15" (38 cm)	B1007	30	44,13\$
8 Fr	régulier	6" (15 cm)	B1016	30	36,72\$
	régulier	16" (40 cm)	B1018	30	44,13\$
10 Fr	régulier	6" (15 cm)	B1033	30	36,72\$
	souple	16" (40 cm)	1036	30	44,13\$
	coudé, avec extrémité olive	16" (40 cm)	1035	30	82,53\$
	régulier	16" (40 cm)	B1034	30	44,13\$
12 Fr	régulier	6" (15 cm)	B1047	30	36,72\$
	régulier	16" (40 cm)	B1048	30	44,13\$
	souple	16" (40 cm)	B1046	30	44,13\$
	coudé	16" (40 cm)	B1050	30	82,53\$
	régulier avec conditionnement courbé	16" (40 cm)	B1049	50	73,54\$
14 Fr	régulier	6" (15 cm)	B1062	30	36,72\$
	régulier, sans adaptateur	6" (15 cm)	B1063	30	33,66\$
	régulier	16" (40 cm)	B1064	30	44,13\$
	souple	16" (40 cm)	B1061	30	44,13\$
	coudé	16" (40 cm)	B1066	30	82,53\$
	régulier avec conditionnement courbé	16" (40 cm)	B1065	50	79,43\$
	souple avec conditionnement courbé	16" (40 cm)	B1074A	50	73,54\$
16 Fr	régulier	16" (40 cm)	B1082	30	44,13\$
	souple	16" (40 cm)	1083	30	44,13\$
	coudé	16" (40 cm)	B1086	30	82,53\$
	coudé avec conditionnement courbé	16" (40 cm)	B1087	50	137,54\$
18 Fr	régulier	16" (40 cm)	B1096	30	44,13\$
	coudé, avec extrémité olive	16" (40 cm)	1097	30	82,53\$

Apogee

Soins
d'incontinence

Guide de sélection pour cathéters urinaires externes



- ▶ Utiliser ce guide pour déterminer la grandeur nécessaire
- ▶ Placer le demi-cercle juste derrière le gland du patient
- ▶ Utiliser le demi-cercle s'ajustant le mieux

Cathéters urinaires externes Hollister - Latex



- ▶ Auto-adhésif
- ▶ Collet applicateur

Ports prolongés avec replie interne breveté.

Longueur 7 cm (bande adhésive 4 cm)

Description	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Petit/pédiatrique/gériatrique 7/8" - 1" (22-25 mm)	9206	30	111,33\$
Moyen 1" - 1-1/8" (26-30 mm)	9207		
Intermédiaire 1-1/8" - 1-1/4" (31-35 mm)	9208		
Grand 1-3/8" - 1-1/2" (36-39 mm)	9209		

Ports réguliers

Longueur 7 cm (bande adhésive 4 cm)

Description	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Petit/pédiatrique/gériatrique 1" (25 mm)	9106	30	73,00\$
Moyen 1-1/8" (29 mm)	9107		
Intermédiaire 1-1/4" (32 mm)	9108		
Grand 1-1/2" (36 mm)	9109		

Cathéters urinaires externes InView - Sans latex



- ▶ Port régulier
- ▶ Auto-adhésif
- ▶ Silicone
- ▶ Matériel clair pour bien voir la peau

Réguliers

Longueur 2- 3/4" (7 cm) (bande adhésive de 1-3/5" ou 4cm)

Description	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Petit 1" (25 mm)	97525	30	75,37\$	97525-100	100	243,32\$
Moyen 1-1/8" (29 mm)	97529			97529-100		
Intermédiaire 1-1/4" (32 mm)	97532			97532-100		
Grand 1-1/2" (36 mm)	97536			97536-100		
Très grand 1-5/8" (41 mm)	97541			97541-100		

Spéciaux

Longueur 1- 3/5" (4 cm) (bande adhésive de 1-3/5" ou 4cm)

Description	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Petit 1" (25 mm)	97425	30	80,24\$	97425-100	100	255,65\$
Moyen 1-1/8" (29 mm)	97429			97429-100		
Intermédiaire 1-1/4" (32 mm)	97432			97432-100		
Grand 1-1/2" (36 mm)	97436			97436-100		
Très grand 1-5/8" (41 mm)	97441			97441-100		

Extras

Longueur 2- 3/4" (7 cm) (bande adhésive de 2-3/4" ou 7cm)

Description	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Petit 1" (25 mm)	97625	30	81,80\$	97625-100	100	260,56\$
Moyen 1-1/8" (29 mm)	97629			97629-100		
Intermédiaire 1-1/4" (32 mm)	97632			97632-100		
Grand 1-1/2" (36 mm)	97636			97636-100		
Très grand 1-5/8" (41 mm)	97641			97641-100		

InView

Soins
d'incontinence

Systèmes collecteurs urinaires

Sacs à jambe



- ▶ Stériles
- ▶ Sans latex
- ▶ Confort, douceur et durabilité
- ▶ Les plis permettent un profil discret
- ▶ Valve de drainage facile à utiliser
- ▶ Valve anti-reflux

Description	Capacité	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Moyen	18 oz (540 ml)	9814	10	92,50\$
Grand	30 oz (900 ml)	9805		

Tubes de rallonge avec connecteur



- ▶ Sans latex

Description	Capacité	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Non- Stérile	18" (45 cm)	9345	10	54,23\$
Stérile	18" (45 cm)	9346	10	66,87\$

Courroies en tissus




- ▶ Sans latex
- ▶ Largeur 1-1/2" (29mm)

Description	Capacité	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Petit	15" (38 cm)	9342	10 paires	86,64\$
Moyen	23" (58 cm)	9343	10 paires	87,40\$

Systèmes collecteurs urinaires


Ensembles combinés pour sacs à jambe aérés



- ▶ Sacs à jambe aérés, stériles avec valve anti-reflux
- ▶ Sans latex
- ▶ Inclus:
 - Tube de rallonge, 18" (45cm) avec connecteur
 - Paire de courroies en tissus, moyenne, 23" (58cm)

Description	Capacité	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Moyen	18 oz (540 ml)	9645	10 ensembles	253,07\$
Grand	30 oz (900 ml)	9655		

Ensembles combinés pour sacs à jambe



- ▶ Sacs à jambe stériles avec valve anti-reflux
- ▶ Sans latex
- ▶ Inclus:
 - Tube de rallonge, 18" (45cm) avec connecteur
 - Paire de courroies en tissus, moyenne, 23" (58cm)

Description	Capacité	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Moyen	18 oz (540 ml)	9348	12 ensembles	263,58\$
Grand	30 oz (900 ml)	9349		

Sacs collecteurs urinaires de lit



- ▶ Stériles
- ▶ Sacs à entrée centrale
- ▶ Valve anti-reflux
- ▶ Tube de drainage avec soupape de détente
- ▶ Site de prélèvement
- ▶ Fixation à charnière en plastique
- ▶ Pince de sécurité pour drap de lit
- ▶ Sans latex

Description	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Système collecteur 2000ml	9839	20	164,32\$

Systèmes collecteurs urinaires externes

Sacs pour femmes avec champ protecteur SoftFlex



- ▶ Sans latex
- ▶ Champ protecteur à découper
- ▶ Pellicule à l'épreuve des odeurs
- ▶ Conduit pratique
- ▶ Aussi inclus: pâte Adapt, tampon gelloderme, et adhésif

No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
9840	10	161,93\$

Sacs pour hommes avec champ protecteur Flextend



- ▶ Sans latex
- ▶ Champ protecteur à découper
- ▶ Pellicule à l'épreuve des odeurs
- ▶ Conduit pratique
- ▶ Minces et plus flexibles

No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
9873	10	78,65\$

Sacs pour hommes avec champ protecteur SoftFlex



- ▶ Sans latex
- ▶ Champ protecteur à découper
- ▶ Pellicule à l'épreuve des odeurs
- ▶ Conduit pratique
- ▶ Aussi inclus: tampon gelloderme et adhésif

No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
9811	10	78,65\$

Accessoires

Soins
d'incontinence

Sacs avec champs protecteurs Flexlend

- ▶ Champ protecteur aminci à découper
- ▶ Drain pratique
- ▶ Sans latex
- ▶ Sac collecteur avec pellicule anti-odeurs



Description	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Transparent	Grand 12" (30 cm)	9880	10	127,41\$
Ultra-clair	Moyen 10" (25 cm)	9823	10	127,41\$

Sacs transparents avec champs protecteurs SoftFlex

- ▶ Champ protecteur à découper
- ▶ Sac collecteur avec pellicule anti-odeur
- ▶ Porte d'accès pour thermomètre
- ▶ Drain pratique
- ▶ Sans latex



Description	Longueur du sac	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Moyen	10" (25cm)	9822	10	121,51\$
Grand	12" (30cm)	9821	10	121,51\$

Accessoires Nettoyant / décrystalliseur m9



- ▶ Nettoie les sacs collecteurs urinaires
- ▶ pH équilibré, non-acide
- ▶ Flacon de lavage inclus

Description	Longueur	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
1 flacon de concentré	16 oz (480 ml)	7736	12	379,12\$
1 flacon de lavage	16 oz (480 ml)			

Lexique des produits d'incontinence

Anneau protecteur: Anneau se trouvant sur les systèmes fermés pour protéger l'embout du cathéter. L'anneau est facile à enlever pour une personne ayant des problèmes de dextérité.

Anti-reflux: Tube ou matériel compressible qui permet d'éviter que l'urine remonte à sens inverse dans le sac collecteur.

Calibre Français: Abréviation FR, qui permet de mesurer le diamètre d'un cathéter intermittent.

Cathéter coudé: Cathéter urinaire dont l'extrémité est courbée pour faciliter l'insertion au-delà de la prostate. Une ligne directrice est située sur le cathéter pour vous guider.

Cathéter droit: Extrémité linéaire de certains cathéters intermittents.

Cathéter intermittent: Tube qui permet de faire un cathétérisme urinaire.

Cathéter souple: Cathéter urinaire offrant une plus grande souplesse.

Cathéter urinaire externe: Dispositif externe, auto-adhésif, qui se fixe au niveau du pénis et permet de dévier l'urine vers un sac collecteur.

Cathétérisme: Procédure qui permet d'introduire un cathéter au niveau de l'urètre ou une stomie pour accéder à la vessie et libérer l'urine.

Champ Flexend: Champ protecteur de port prolongé. L'utilisation de protecteurs cutanés est déconseillée sous un tel type de produit.

Champ SoftFlex: Champ protecteur synthétique de port régulier, conçu pour être changé aux 24 heures.

Chlorure de benzalkonium: Liquide antimicrobien qui permet de désinfecter l'entrée de l'urètre avant l'insertion d'un cathéter. Solution peu allergène qui ne tachera pas les vêtements.

Collet applicateur: Guide de plastique présent sur certains cathéters urinaires externes pour faciliter l'application du cathéter.

Connecteur: Dispositif qui sécurise la jonction du tube de rallonge au sac collecteur urinaire.

Courroies en tissus: Courroies permettant de maintenir en place un sac à jambe urinaire.

Embout: Extrémité du cathéter intermittent qui ne sera pas insérée. Celle-ci a un code de couleurs. On peut y injecter du liquide pour irriguer la vessie.

Embout unique: Embout protecteur situé sur les systèmes fermés permettant de diminuer les risques de contamination vésicale reliées à la propagation de bactéries provenant de la partie distale de l'urètre.

Extrémité olive: Forme ovale au bout d'un cathéter intermittent facilitant l'insertion du cathéter chez la femme.

Embout Luer: Embout permettant de connecter une seringue pour faciliter l'irrigation vésicale.

Flexible: Capacité d'un cathéter ou d'un sac urinaire à être plus malléable.

Guide: Ligne de couleur se retrouvant sur les cathéters coudés pour indiquer la courbe du cathéter lors de l'insertion.

Guide de mesure: Carton en forme de demi-cercles permettant de mesurer le diamètre idéal pour les cathéters urinaires externes.

Lexique des produits d'incontinence

Incontinence: Perte involontaire provenant de la vessie ou des intestins.

Latex: Membrane provenant du caoutchouc. Certains cathéters urinaires externes sont faits de latex.

Lubrifiant: Gel soluble dans l'eau qu'on applique sur un cathéter pour faciliter son insertion.

Oeillets: Petites ouvertures (2) situées à l'extrémité des cathéters intermittents pour permettre à l'urine de s'écouler via le cathéter.

Réservoir de lubrifiant: Petit réservoir que l'on retrouve sur les systèmes fermés qui permet une lubrification uniforme du cathéter intermittent lors de son insertion.

Sac à cuisse aéré: Sac offrant un mécanisme de valve anti-suction et une membrane pour éviter que le tube de rallonge soit soudé sur lui-même. Permet à l'urine de couler normalement vers le sac collecteur.

Sac collecteur: Un sac à jambe ou de nuit servant à recueillir l'urine provenant d'un cathéter urinaire externe, d'une sonde urinaire ou d'un sac d'urostomie.

Sac pour pénis rétracté: Sac en vinyl, à découper, utile pour les personnes ayant un pénis rétracté. Généralement relié à un sac collecteur urinaire.

Sac urinaire pour femme: Sac en vinyl, à découper, avec un champ protecteur synthétique pouvant être fixé à la région urétrale ou vaginale de la femme.

Sans latex: Matériel ne venant pas du caoutchouc. Diminue le risque de réactions allergiques.

Sonde vésicale: Cathéter urinaire qui draine l'urine en continu vers un sac collecteur.

Succion: Effet par lequel les parois d'un sac collecteur se collent ensemble et empêchent ainsi l'écoulement de l'urine.

Système fermé: Cathéter urinaire se trouvant dans un sac collecteur. Un tel système permet de ne pas toucher le cathéter lors de l'insertion. Le cathéter est manipulé via le sac collecteur.

Trousse pour système fermé: Trousse contenant un système fermé, des gants, des tampons de BZK et un coussinet imperméable.

Tube de rallonge: Dispositif qui permet de joindre un sac collecteur à un cathéter urinaire externe, une sonde vésicale ou un sac d'urostomie.

Urètre: Conduit par lequel l'urine quitte la vessie.

Valve anti-succion: Option des sacs collecteurs qui empêche le tube de se coller sur lui-même.

Vessie: Organe abdominal qui permet d'accumuler et de relâcher l'urine.

Un air de confiance

Offre une mesure de protection supplémentaire — avec confiance.

Le nouveau support pour tube endotrachéal AnchorFast Guard présente un manchon protecteur intégré afin d'aider à prévenir l'occlusion du tube.

Voyez comment nous aidons à faire passer l'intérêt des patients avant tout — avec confiance. Téléphonnez au 1.800.263.7400 ou visitez le www.anchorfast1.com

AnchorFast Guard
Support pour tube endotrachéal oral

Maintenant avec protection du tube



Mise en garde : Avant d'utiliser le support pour tube endotrachéal oral AnchorFast Guard, veuillez lire entièrement le feuillet de mode d'emploi qui accompagne le produit.

Hollister et son logo, et AnchorFast Guard sont des marques de commerce de Hollister Incorporated.
© 2013 Hollister Incorporated

SOINS CRITIQUE



Dédié à l'excellence

Fixateurs de tubes


Fixateur de tube endotrachéal AnchorFast



- ▶ Aide à protéger la peau et élimine la nécessité de changer fréquemment l'adhésif
- ▶ La navette mobile peut être déplacée et fixée à différents endroits et facilite les soins de bouche
- ▶ Le repositionnement latéral du tube nécessite l'intervention d'une seule personne
- ▶ Sans latex
- ▶ Manchon protecteur intégré - **Seulement pour le produit 9800**
- ▶ Aide à prévenir l'occlusion du tube endotrachéal sans nuire aux soins du bouche - **Seulement pour le produit 9800**

Description	No. de produit	Quantité par boîte
Support pour tube endotrachéal oral AnchorFast	9800	12
Fixateur de tube endotrachéal AnchorFast	9799	12
Courroies de remplacement du cou AnchorFast	9788	4

Fixateur de drain / tube horizontal



- ▶ S'adapte à un diamètre de 5-40 calibre français
- ▶ Fixation du tube au point de sortie distal
- ▶ Prévient le retrait accidentel du tube et protège la peau environnante
- ▶ Champ protecteur FlexWear protège la peau
- ▶ Sans latex
- ▶ Stérile

Description	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Fixateur de tube horizontal	9781	5	75,92\$

Fixateur de drain / tube vertical



- ▶ S'adapte à un diamètre de 5-40 calibre français
- ▶ Fixation du tube au point de sortie éliminant le besoin d'adhésif ou points de suture
- ▶ Champ protecteur FlexWear protège la peau
- ▶ Sans latex
- ▶ Stérile

Description	No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
Fixateur de tube vertical	9782	5	75,92\$

Fixateurs de tubes

Fixateur de drain / tube



- ▶ Fixe une variété de drains ou tubes verticaux (10-24 Fr)
- ▶ Champ protecteur FlexWear avec endos en mousse s'adapte à plusieurs types d'ouverture
- ▶ Sans latex
- ▶ Stérile

No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
9780	5	78,76\$

Fixateur de tube d'alimentation



- ▶ Fixe les tubes nasogastriques/nasointestinaux (5-18 Fr)
- ▶ Champ protecteur FlexWear en forme adapté au contour du nez du patient
- ▶ Meilleur confort et moins irritant que l'adhésif
- ▶ Fermeture rotative unique pour fixer le tube et éliminer la pression causée par le tube
- ▶ Sans latex

No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
9786	20	135,13\$

Fixateur de tube d'aspiration



- ▶ Fixe les tubes nasogastriques (12-18 Fr)
- ▶ Champ protecteur FlexWear en forme adapté au contour du nez du patient
- ▶ Meilleur confort et moins irritant que l'adhésif
- ▶ Fermeture rotative unique pour fixer le tube et éliminer la pression causée par le tube
- ▶ Sans latex

No. de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
9785	20	131,00\$

Index numérique

No. de produit	Page	No. de produit	Page	No. de produit	Page	No. de produit	Page
B1007	82	3112	44	3403	26	3747	23
B1016	82	3113	44	3404	26	3748	23
B1018	82	3114	44	3407	26	3749	23
B1033	82	3115	44	3553	46	3761	50
B1034	82	3118	44	3554	46	3762	23
B1046	82	3119	44	3558	46	3763	23
B1047	82	3133	44	3559	46	3764	23
B1048	82	3134	44	3603	45	3766	23
B1049	82	3138	44	3604	45	3767	23
B1050	82	3139	44	3605	45	3774	50
B1061	82	3184	48	3606	45	3777	49
B1062	82	3186	48	3608	45	3778	49
B1063	82	3222	44	3609	45	3795	49
B1064	82	3223	44	3662	45	3796	49
B1065	82	3224	44	3663	45	3797	49
B1066	82	3225	44	3664	45	3799	50
B1074A	82	3226	44	3665	45	3802	25
B1082	82	3228	44	3668	45	3803	25
B1086	82	3229	44	3669	45	3804	25
B1087	82	3232	44	3702	23	3806	25
B1096	82	3233	44	3703	23	3807	25
HB2214	61	3234	44	3704	23	3812	25
HB4414	61	3238	44	3706	23	3813	25
HB6614	61	3239	44	3707	23	3814	25
HBHD4450	61	3273	44	3722	23	3817	25
HBHD6675	61	3274	44	3723	23	3822	25
HBRF2650	53	3275	44	3724	23	3823	25
HBR S2520	61	3276	44	3726	23	3824	25
HBR S4520	61	3278	44	3727	23	3826	25
HBR S8820	61	3279	44	3730	23	3827	25
HBT0906	61	3323	46	3731	23	3832	25
1035	82	3324	46	3732	23	3833	25
1036	82	3325	46	3733	23	3834	25
1083	82	3326	46	3734	23	3837	25
1097	82	3328	46	3735	23	3842	25
1432	47	3329	46	3736	23	3843	25
1433	47	3342	25	3737	23	3844	25
1434	47	3343	25	3738	23	3847	25
1438	47	3344	25	3739	23	3872	25
1439	47	3347	25	3742	23	3873	25
1796	48	3402	26	3743	23	3874	25

Index numérique

No. de produit	Page						
3892	25	7906	53	8344	26	8504	33
3893	25	7910	55	8347	26	8508	33
3894	25	7917	54	8434	42	8510	33
3897	25	8025	36	8438	42	8511	33
3902	25	8030	36	8440	41	8512	33
3903	25	8031	36	8442	41	8513	33
3904	25	8035	36	8443	41	8514	33
3907	25	8040	36	8444	41	8515	33
7163	46	8081	36	8447	41	8524	33
7164	46	8125	36	8448	41	8528	33
7165	46	8130	36	8449	41	8531	31
7166	46	8131	36	8450	41	8532	31
7168	46	8135	36	8460	41	8533	31
7169	46	8140	36	8462	41	8538	31
7299	55	8181	36	8463	41	8539	31
7300	55	8214	33	8464	41	8551	31
7331	55	8218	33	8467	41	8552	31
7700	56	8244	33	8468	41	8553	31
7701	56	8248	33	8469	41	8558	31
7715	55	8274	33	8474	42	8559	31
7717	55	8278	33	8478	42	8584	33
7721	56	8280	33	8480	42	8588	33
7723	56	8281	33	8481	42	8590	33
7724	56	8282	33	8482	42	8591	33
7728	56	8283	33	8483	42	8592	33
7730	54	8284	33	8484	42	8593	33
7732	55	8285	33	8485	42	8594	33
7733	55	8286	33	8486	42	8595	33
7735	55	8288	33	8487	42	8596	33
7736	88	8289	33	8488	42	8597	33
7737	54	8290	33	8489	42	8599	33
7740	56	8291	33	8490	42	8610	34
7760	54	8292	33	8491	42	8611	34
7766	55	8293	33	8492	42	8612	34
7767	56	8294	33	8493	42	8613	34
7800	56	8295	33	8494	42	8614	34
7801	56	8296	33	8495	42	8615	34
7805	53	8297	33	8496	42	8616	34
7806	53	8331	31	8497	42	8617	34
7815	53	8342	26	8498	42	8618	34
7905	55	8343	26	8499	42	8619	34

Index numérique

No. de produit	Page						
8624	34	8752	24	8992	29	9823	88
8628	34	8753	24	8993	29	9839	86
8631	32	8754	24	9106	83	9840	87
8632	32	8770	55	9107	83	9873	87
8633	32	8774	24	9108	83	9880	88
8634	32	8778	24	9109	83	11202	8
8635	32	8800	56	9206	83	11203	8
8637	32	8801	56	9207	83	11204	8
8638	32	8805	52	9208	83	11402	8
8639	32	8812	26	9209	83	11403	8
8641	32	8813	26	9342	85	11404	8
8642	32	8814	26	9343	85	11503	8
8643	32	8815	52	9345	85	11504	8
8644	32	8816	26	9346	85	11505	8
8647	32	8817	26	9348	86	11506	8
8648	32	8842	26	9349	86	13402	12
8649	32	8843	26	9645	86	13403	12
8651	32	8844	26	9655	86	13404	12
8661	35	8847	26	9701	71	13503	12
8662	35	8901	28	9702	71	13504	12
8663	35	8902	26	9703	71	13505	12
8674	35	8903	26	9772	71	13506	12
8678	35	8904	26	9773	71	13901	10
8722	24	8907	26	9775	71	13902	10
8723	24	8914	29	9776	71	13903	10
8724	24	8918	29	9777	71	13904	10
8727	24	8925	28	9778	71	13905	10
8731	24	8930	28	9779	71	13906	10
8732	24	8931	28	9780	94	13907	10
8733	24	8935	28	9781	93	13908	10
8734	24	8940	28	9782	93	13909	10
8735	24	8954	30	9785	94	13910	10
8736	24	8958	30	9786	94	13911	10
8737	24	8960	30	9788	93	14102	13
8738	24	8961	30	9799	93	14103	13
8743	24	8962	30	9800	93	14104	13
8744	24	8963	30	9805	85	14202	11
8745	24	8984	29	9811	87	14203	11
8746	24	8988	29	9814	85	14204	11
8747	24	8990	29	9821	88	14206	11
8748	24	8991	29	9822	88	14301	11

Index numérique

No. de produit	Page	No. de produit	Page	No. de produit	Page	No. de produit	Page
14302	11	14911	10	16407	11	18282	15
14303	11	15102	8	16408	11	18283	15
14304	11	15103	8	18002	15	18284	15
14305	11	15104	8	18003	15	18292	15
14306	11	15202	11	18004	15	18293	15
14307	11	15203	11	18006	15	18294	15
14308	11	15204	11	18012	19	18322	17
14309	11	15302	8	18013	19	18323	17
14402	12	15303	8	18014	19	18324	17
14403	12	15304	8	18016	19	18332	17
14404	12	15402	12	18102	16	18333	17
14503	12	15403	12	18103	16	18334	17
14504	12	15404	12	18104	16	18352	17
14505	12	15503	12	18112	15	18353	17
14506	12	15504	12	18113	15	18354	17
14602	9	15505	12	18114	15	18362	17
14603	9	15506	12	18122	16	18363	17
14604	9	15602	9	18123	16	18364	17
14606	9	15603	9	18124	16	18372-30	17
14701	9	15604	9	18132	15	18373-30	17
14702	9	15802	10	18133	15	18374-30	17
14703	9	15803	10	18134	15	18392	17
14704	9	15804	10	18142	16	18393	17
14705	9	15903	10	18143	16	18394	17
14706	9	15904	10	18144	16	18402	18
14707	9	15905	10	18152	19	18403	18
14708	9	15906	10	18153	19	18404	18
14709	9	16101	9	18154	19	18412	18
14802	10	16102	9	18172	16	18413	18
14803	10	16103	9	18173	16	18414	18
14804	10	16104	9	18174	16	18422	18
14901	10	16105	9	18176	16	18423	18
14902	10	16106	9	18182	15	18424	18
14903	10	16107	9	18183	15	18902	18
14904	10	16108	9	18184	15	18903	18
14905	10	16401	11	18192	15	18904	18
14906	10	16402	11	18193	15	18912	18
14907	10	16403	11	18194	15	18913	18
14908	10	16404	11	18202	16	18914	18
14909	10	16405	11	18203	16	18922	18
14910	10	16406	11	18204	16	18923	18

Index numérique

No. de produit	Page						
18924	18	73164	78	82711	33	85011	33
19002	20	78500	53	84311	42	85116	33
19003	20	78501	53	84394	40	85118	33
19004	20	79300	53	84398	40	85119	33
19006	20	79301	53	84490	39	85211	33
19052	20	79400	53	84492	39	85811	33
19053	20	79402	53	84493	39	86211	34
19054	20	79520	53	84494	39	86711	35
19056	20	79530	53	84497	39	87711	24
19102	20	79540	53	84498	39	88300	37
19103	20	79601	53	84499	39	88302	37
19104	20	79602	53	84590	39	88325	37
19106	20	79603	53	84692	39	88330	37
19152	20	80070	43	84693	39	88335	37
19153	20	80110	43	84694	39	88340	37
19154	20	81070	43	84697	39	88402	37
19156	20	81110	43	84698	39	88700	37
19202	21	82100	38	84699	39	88725	37
19203	21	82111	33	84711	42	88730	37
19204	21	82125	38	84794	40	88735	37
19252	21	82130	38	84798	40	88740	37
19253	21	82135	38	84890	40	89111	29
19254	21	82300	38	84891	40	89511	30
37310	23	82302	38	84892	40	89520	52
37311	23	82325	38	84893	40	89530	52
70122	80	82330	38	84894	40	89540	52
70124	80	82335	38	84895	40	89601	52
70142	80	82402	38	84896	40	89602	52
70144	80	82411	33	84897	40	89603	52
70164	80	82610	34	84898	40	89811	29
71122	80	82611	34	84899	40	97124	81
71124	80	82612	34	84990	40	97144	81
71142	80	82613	34	84991	40	97164	81
71144	80	82614	34	84992	40	97425	84
71164	80	82615	34	84993	40	97429	84
72124	78	82616	34	84994	40	97432	84
72142	78	82617	34	84995	40	97436	84
72144	78	82618	34	84996	40	97441	84
72164	78	82619	34	84997	40	97525	84
73124	78	82624	34	84998	40	97529	84
73144	78	82628	34	84999	40	97532	84

Index numérique

No. de produit	Page	No. de produit	Page	No. de produit	Page	No. de produit	Page
97536	84	519923	69	529937R	67	97425-100	84
97541	84	519925	69	529938R	67	97429-100	84
97625	84	519953	69	529939R	67	97432-100	84
97629	84	519954	69	529940R	67	97436-100	84
97632	84	519955	69	529967R	67	97441-100	84
97636	84	519956	69	529968R	67	97525-100	84
97641	84	519957	69	529969R	67	97529-100	84
506487	62	519958	69	94064IC	81	97532-100	84
506488	62	519959	69	94084IC	81	97536-100	84
506489	62	519963	69	94104IC	81	97541-100	84
509341	62	519965	69	94124IC	81	97625-100	84
509342	62	529972	68	94144IC	81	97629-100	84
509345	66	529974	68	94164IC	81	97632-100	84
509346	66	529975	70	94184IC	81	97636-100	84
509380	65	529976	70	95124IC	81	97641-100	84
509381	65	529988	72	95144IC	81		
509382	65	529989	72	95164IC	81		
509384	65	550762	64	96064IC	81		
509393	66	550763	64	96084IC	81		
509394	66	550764	64	96104IC	81		
509395	66	550765	64	96124IC	81		
509396	66	826211	34	96144IC	81		
517220	54 & 72	8439111	40	96164IC	81		
519921	69	8479111	40	96184IC	81		

Adapter. Améliorer. Simplifier. Aider.

Visitez-nous à www.hollister.com

“Seule l’excellence est acceptable”

~ John Dickinson Schneider
Fondateur de l’Hollister Limitée



Hollister et son logo, Hollister, ActiFlo, Adapt, Adavance Plus, AF300, AnchorFast, Apogee, CenterPointLock, CeraPlus, ComfortWear, Extended Wear, Everyday, Flexend FlexWear, HolliHesive, InView, Karay 5, Lock 'n Roll, m9, New Image, Pouchkins, Premier, QuietWear, SoftFlex, et "Attention to Detail. Attention to Life." sont des marques de commerce de Hollister Incorporated, Libertyville, Illinois USA.

Restore, CalciCare, Triact et leur visuel graphique sont des marques de commerce de Hollister Wound Care LLC. Ceux-ci sont protégés sous l'un des brevets suivants: U.S. Patent No. 6, 270,792, 6,794,555 et 6,080,420.

©2016 Hollister Incorporated. Imprimé au Canada par Hollister Limitée.



Hollister®

La Mission d'HOLLISTER INC

La société Hollister se consacre à l'anticipation des besoins des professionnels de santé et des utilisateurs qu'elle sert.

Cet engagement est la base de notre Mission: aider les professionnels de santé à utiliser des produits et services sans cesse améliorés, rendre la vie des utilisateurs de nos produits toujours plus satisfaisante et plus digne.

...

L'écoute de nos clients et de ceux qu'ils servent nous permettra d'acquérir une meilleure compréhension des besoins, et d'y répondre au mieux.

Ceci impliquera l'amélioration des produits existants, et le développement ou l'acquisition de produits nouveaux et uniques, car tout produit présente un cycle de vie inéluctable, incluant des phases de croissance, de maturité et de déclin. Nos produits et services seront de qualité supérieure, supportés par une politique visant la satisfaction inconditionnelle du client.

...

Nous travaillerons ensemble à la satisfaction des besoins, dans un esprit de coopération, d'effort et de créativité.

...

Nous établirons des relations fortes avec nos fournisseurs, nos distributeurs et toutes les structures avec lesquelles nous travaillons.

Nous remettrons en cause notre comportement à chaque phase de notre activité, visant à toujours mieux servir nos clients.

Nous considérons
que notre activité doit toujours être guidée par l'éthique.

...

Hollister a l'avantage unique de bâtir sur des fondations solides de «qualité des produits, qualité des services, qualité des humains», héritage de notre fondateur John Dickinson Schneider.

Nous sommes engagés à préserver l'indépendance de la société (dont le capital est détenu par ses employés) et continuerons à faire évoluer son activité par un financement interne et une recherche de profitabilité.

En vivant chaque jour notre Mission, nous pourrions croître et prospérer en tant que société, et nous améliorer en tant qu'êtres humains.


Faire une différence dans le parcours de vie

Garder la peau saine dès le départ avec le champ protecteur CeraPlus

Avant l'utilisation du champ protecteur CeraPlus*

PATIENTS SE PRÉSENTANT AVEC
UNE PEAU À L'ÉTAT NORMAL

- Certains problèmes de la peau péristomiale
- Aucun problème de la peau péristomiale



n = 176

Après l'utilisation du champ protecteur CeraPlus**

AMÉLIORATION PERÇUE POUR
UNE PEAU À L'ÉTAT NORMAL



Amélioration perçue

32%

Est restée normale

64%

S'est détériorée

4%



96%

ON VUE UNE AMÉLIORATION
OU LA SITUATION EST RESTÉE
STABLE

n = 28

« La performance du produit est exceptionnelle en termes de préservation de la peau péristomiale. »



La peau
péristomiale
mérite ce qu'il y
a de mieux



Les données présentées ne sont pas le résultat d'une étude randomisée et contrôlée.

* Tel que rapporté par leur infirmière spécialisée en soins de plaies, de stomies et d'incontinence avant l'utilisation du champ protecteur CeraPlus dans le cadre d'un plan de prise en charge globale.

** Tel que rapporté par leur infirmière spécialisée en soins de plaies, de stomies et d'incontinence après l'utilisation du champ protecteur CeraPlus dans le cadre d'un plan de prise en charge globale.

¹ Remols est une technologie d'Alcare Co., Ltd.

² Tel que rapporté par leur infirmière spécialisée en soins de plaies, de stomies et d'incontinence avec le produit utilisé dans le cadre d'un plan de prise en charge globale.